

Produkt information

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

Washing Strap

etac®

På baggrund af ønsker og input fra kunder, tilbyder vi nu Loop Washing Strap til TwinSheet4Glide i en ny udgave. Den nye Washing Strap er udviklet, så den passer endnu bedre på velcro på produkterne.

Ifølge vaskeinstruktionen, skal over- og underdel på vendemadrassen altid være monteret for at velcro ikke ødelægger glidematerialet. Loop Washing Strap er udviklet til montering på over- eller underdel i de tilfælde hvor man har behov for at vaske delene separat. Den skal monteres på vendemadrasserne inden vask.



Loop Washing Strap kan benyttes til TwinSheet4Glide:

Produkt navn ny vare	Beskrivelse	Art. nr.
Vendemadras overdel	Bredde x Længde 150 x 75 cm	IM150/75N
Vendemadras underdel	Bredde x Længde 150 x 140 cm	IM150/140N
Sæt (lagen m. 1 lås)	IM150/75N + IM150/140N + IM85/200LPLNS	IM4312
Sæt (lagen m. 3 låse)	IM150/75N + IM150/140N + IM85/2003LPL	IM4314
Sæt vendemadras (over- og underdel)	IM150/75N + IM150/140N	IM4315

Produkt navn ny vare	Beskrivelse	Art. nr.
Loop Washing Strap	Kan monteres på over- og underdel	IMLWS60
Indfases fra		Uge 19, 2020

Produkt navn udgående vare	Beskrivelse	Art. nr.
Loop Washing Strap	Kan monteres på over- og underdel	IMLWS50
Udfases fra		Uge 19, 2020