

Produkt information

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

SatinSheet 2D, midi corner

etac®

På baggrund af ønsker og input fra kunder, tilbyder vi nu SatinSheet2D, midi corner. SatinSheet2D, midi corner passer perfekt i mål til flg. "udstigningssenge" RotoBedFree, RotoFlex samt MobiliaFlex og hjælper den delvise selvhjulpne bruger med at kunne vende sig i sengen.

Satinens vævsretning gør det meget nemt at vende sig, men skaber modstand mod nedadskridning og sikrer derved at bruger ikke skrider ud af sengen, eksempelvis når sengen "kører" ud til "stoleposition" og udstigning.



Produkt navn ny vare	Beskrivelse	Art. nr.	HMI nr.
SatinSheet 2D, midi corner	900 x 1730 mm (BxL), Satin: 670 x 1730 mm (BxL)	IM4167S	123762
Indfases fra			Uge 19, 2020