

Produktinformation

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår



Immedia MultiGlide SPU På rulle - I nyt materiale, der ikke flosser

Immedia MultiGlide SPU på rulle fås nu i et nyt materiale, der ikke flosser. Derudover har produktet disse unikke features:

- Tyndt materiale, der er let at placere under bruger, og som er behageligt at benytte når man tager tøj på.
- Blødt materiale, der føles meget behageligt mod huden.
- Få lydgener ved brug, hvilket gør det behageligt at benytte nær ørerne.
- Single Patient Use (SPU). Materialet kan vaskes, men ved høje temperaturer nedbrydes det og mister sin lave friktion.



MultiGlide SPU i nyt materiale

Materialet til Immedia MultiGlide SPU er STANDARD 100 OEKO-TEX® certificeret og er desuden testet i overensstemmelse med div. ISO standarder.

Friktionstest er foretaget af DTI (Dansk Teknologisk Institut). Testen viser, at det nye materiale har en betragtelig lavere friktionsgrad end det gamle materiale.

Produkt navn	Beskrivelse	Varenr. ny vare	HMI-nr. ny vare	Varenummer udgået vare	HMI-nr. udgået vare
MultiGlide SPU	På rulle (10 m)	IM1933	132914	IM2245	38954
MultiGlide SPU	På rulle (100 m)	-	-	IM2249	71362
Gælder fra				uge 30 2022	