

Produktinformation

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

Immedia LeanOnMe - Nyt design og materiale - Ingen ændring i varenr. og HMI nr.

Nyt design: Lynlåsen på den indvendige pude er blevet fjernet af følgende årsager:

- For at undgå at produktet ændres ved at fjerne eller tilføje ekstra fyld til puderne.
- Efterspørgslen på indvendig pude uden lynlås er kraftigt stigende.
- Det oprindelige formål med lynlåsen var at lukke hullet efter fyldning af den indvendige pude. Men ved at sy hullet mindsker vi det miljømæssige fodaftryk.
- Lynlåsen på betrækket er nu længere, og "går forbi hjørnet/går rundt om hjørnet", så det er nemmere at fjerne og påføre betrækket efter rengøring.

Nyt materiale: Materialet i den indvendige pude er ændret fra bomuld/polyester til 95/5% Polyester/Elastan. Det nye materiale minder om et mesh-stof, hvilket gør det meget nemmere at fylde puderne.

Brugere og plejere vil opleve en forbedring:

- Puderne er endnu mere støjsvage.
- Puderne er nemmere at forme og tilpasse til brugerens behov.



LeanOnMe puderne har samme blanding af fyld som før – EPP bønner og overskydende viscoelastisk skum fra madrasproduktionen, og betrækket er SoftTouch-tekstilet med polyurethanlaminering.

Den "nye" LeanOnMe vil blive leveret, når lager af den anden type er opbrugt.