

# Produktinformation

Nyt produkt |  Erstatter produkt |  Supplement til eksisterende produkt |  Udgår

## HoverTech SitAssist Pro

Vi introducerer vores nye luftassisterede støttepude SitAssist Pro. SitAssist Pro er et teknisk forflytningshjælpemiddel, der vha. luft hjælper patienter op at sidde/ned at ligge fra undersøgelsesleje i bla. ambulatorier, billeddiagnostiske afdelinger mv. SitAssist eliminerer dermed risikoen, for at hjælpere kommer i en u hensigtsmæssig situation, hvor de manuelt skal hjælpe patienten fra og til et plant leje uden elektriske funktioner. Dette minimerer muligheden for potentielle arbejdsulykker eller nærvæd-ulykker og sikrer et bedre arbejdsmiljø samt patientens følelse af selvhjulpethed.

SitAssist er godkendt som medicinsk udstyr til hjælp ved diagnostiske procedurer. Puden er lavet af radiolucent og artefaktfrit materiale, der er sikkert til billeddannelse, herunder røntgenapplikationer, MRI, CT, fluoroskopi, ultralyd og onkologiske undersøgelser. Støttepuden forbliver under patienten og sikrer, at røntgen, scanninger m.v. udføres uden afbrydelser, samtidig med patientens mobilitet opretholdes og sundhedspersonalets effektivitet under diagnostiske procedurer øges. Puden har en effektiv CPR-ventil, der hurtigt kan tømme den for luft i nødstilfælde.

SitAssist Pro er optimal til hospitaler, ambulatorier, diagnostiske centre, almene lægepraksisser, rehabiliteringscentre mv.



HoverTech SitAssist Pro.

Produktnavn	Beskrivelse	Varenr.	HMI nr.
SitAssist Pro Støttepude	136 x 121 cm (L x B)	SAP-200	140103
<b>Gælder fra</b>			<b>Uge 16, 2024</b>

### Anvendes med:

Produktnavn	Beskrivelse	Varenr.	HMI nr.
HTAir Air Supply	17,8 x 17,8 x 31,8 cm (L x B x H)	HTAIR-2300	115148
Hovertech vogn	48,5 x 55,9 x 95,9 cm (L x B x H)	1200105	-