

PI – Produktinformation

Etac Swift Mobil hovedstøtte

Hovedstøtten til Swift Mobil får nyt varenummer. Stangen til hovedstøtten er blevet forkortet for at opnå bedre tilgængelighed og tilpasning over toilettet. Ingen andre dele er ændret.

Den gamle hovedstøtte er stadig kompatibel med den nye Swift Mobil 2, ligesom ældre modeller af Swift Mobil er kompatible med den nye hovedstøtte.

80209447 – Gammel hovedstøtte som udfases.

80209521 – Ny hovedstøtte med forkortet stang indfases



Hovedstøtte

Stangen på hovedstøtten er forkortet med 10 cm. Den gamle stang var 30 cm, og den nye er 20 cm.

Produkt	Udgået varenr.	Nyt varenummer
Swift Mobil hovedstøtte	80209447	80209521

Gælder fra uge 48 2019

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.com
tlf. +45 79 68 58 33

 etac®