

Produktinformation

Nyt produkt |
 Erstatter produkt |
 Supplement til eksisterende produkt |
 Udgår

Etac Swift fritstående toiletforhøjer og fritstående toiletstol - Øget brugervægt


I forbindelse med at vi tidligere har øget max. brugervægt på Swift badetaburet fra 130 kg til 160 kg. Har vi ligeledes øget max. brugervægt på Swift fritstående toiletforhøjer og Swift fritstående toiletstol med samme vægtangivelse.

Ny brugervægt

Produktnavn	Ny max. brugervægt	Tidligere max. brugervægt	Varenr.	HMI nr.	Ny vægt fra og med serienummer
Swift fritstående toiletforhøjer	160 kg	130 kg	81702020	44429	122469
Swift fritstående toiletstol	160 kg	130 kg	81702030	44430	128491



Swift fritstående toiletforhøjer.



Swift fritstående toiletstol.