

Produktinformation

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

etac®

Etac My-Loo fastmonteret toiletforhøjer - Prop til topmonteringssettet nu som reservedel

Vores topmonteringsæt, til montering på toiletter uden gennemgående bolte, indeholder denne prop, som en del af det samlede sæt. Proppen vil nu kunne købes som en reservedel. Den sælges i et sæt med 2 stk. og vil være at finde på reservedelslisten for My-Loo fastmonteret toiletforhøjer.

OBS! Topmonteringssettet skal altid benyttes med støtteben.



Topmonteringsæt hvor proppen indgår

Produktnavn vare	Beskrivelse	Varenr.
Prop M8*30 (2 stk.)	Reservedel til My-Loo topmonteringsæt, passer til huldiameter Ø20	84006224
Gælder fra		Uge 9, 2023