

Produktinformation

Nyt produkt |
 Erstatter produkt |
 Supplement til eksisterende produkt |
 Udgår

Etac Swift fritstående toiletstol og Swift fritstående toiletforhøjer - Nyt tilbehør: Toiletpapirholder

Vi lancerer nu en ny tilbehørsdel til Swift fritstående toiletstol og Swift fritstående toiletforhøjer. Det er en fleksibel toiletpapirholder, der kan monteres på enten det højre eller det venstre armlæn og åbningen på holderen kan vendes fremad eller bagud i begge sider.

Toiletpapirholderen er nem at montere ved at skrue den fast på armlænet (torx 25), hvorefter metalbøjlen fastgøres i ønsket retning.



Toiletpapirholder Swift fritstående toiletstol.



Toiletpapirholder Swift fritstående toiletforhøjer.

Produkt navn	Beskrivelse	Varenr.
Toiletpapirholder	Til Swift fritstående toiletstol og Swift fritstående toiletforhøjer	80301629
Gælder fra		Uge 14, 2023