

# Produktinformation

Nyt produkt | 
  Erstatter produkt | 
  Supplement til eksisterende produkt | 
  Udgår

## Etac Alto og Swift Mobil-2 serien - Fast ryg

Som et alternativ til den bløde ryg tilbyder vi nu en fast, aftørbar ryg. Den er udformet for nem rengøring mellem brugere, hvilket sikrer et hygiejnisk miljø. Den ergonomisk udformede ryg giver endvidere optimal komfort og har en fleksibel nedre del, der tilpasser sig den enkelte bruger.

Med fingerskruer på bagsiden er den let at montere uden værktøj. Ryggen kan justeres i højden ved blot at skubbe den op og ned langs rygrørene.

Den faste ryg tåler rengøring med almindelige rengøringsmidler uden slibemiddel (pH-værdi mellem 5-9) og 70% desinfektionsprit. Den tåler også klinisk vask i vaskemaskine eller tunnel.

Vær opmærksom på, at denne ryg ikke passer på XL-modeller.



Fast ryg, aftørbar.



Fast ryg aftørbar, med fingerskrue for nem montering uden værktøj.

Produktnavn	Beskrivelse	Varenr.
Fast ryg, aftørbar	Til Alto og Swift Mobil-2 serien	80209530
<b>Gælder fra</b>		<b>Uge 15, 2024</b>

# Produktinformation


Nyt produkt | 
  Erstatter produkt | 
  Supplement til eksisterende produkt | 
  Udgår

## Etac Alto og Swift Mobil-2 serien - Opret hovedstøtte

Da væghængte toiletter bliver mere og mere almindelige tilbyder vi nu en hovedstøtte med et fæste/beslag, som er monteret i forlængelse af stolens ryg. Derved bliver hovedstøtten mere opret og bade-toiletstolen kan således placeres tættere på væggen. Kombineres endvidere med opret ryg, passer bade- og toiletstolen perfekt over væghængte toiletter.

Hovedstøttefæstet/beslaget kan justeres sideværts uden værktøj vha. af en fingerskrue. Hovedstøtten kan justeres i højden og dybden.

Den oprette hovedstøtte tåler rengøring med almindelige rengøringsmidler uden slibemiddel (pH-værdi mellem 5-9) og 70% desinfektionssprit. Den tåler også klinisk vask i vaskemaskine eller tunnel.



Opret hovedstøtte.



Alto med Opret hovedstøtte og Opret ryg over væghængt toilet.

Produkt navn	Beskrivelse	Varenr.
Opret hovedstøtte	Til Alto og Swift Mobil-2 serien	80209533
<b>Gælder fra</b>		<b>Uge 15, 2024</b>