

Produkt information

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

etac®

Etac Cross 5 & 5 XL - Nyt rygchassis

Cross 5 og Cross 5 XL leveres nu med den samme mulighed for nem rygjustering, som det også er tilfældet på Cross 6, da alle stolene nu produceres med samme rygchassis.

Grundet manglende test af max. kapacitet bibeholdes nuværende fæste til kørehåndtag til Cross 5XL.

Ovenstående ændringer implementeres pr. 1. maj 2022.



Nyt rygchassis



Udgående rygchassis