


25395

Adapter tippskydd/tramprör
Adapter Anti.tip/tilter
Adapter Kippschutz/Ankipprohr



Adapter tippskydd/tramprör

För att trampröret skall fungera så måste man fälla upp tippskyddet.

Adapter Anti.tip/tilter

Tilter can only be used when the Anti-tip is turned upwards.

Adapter Kippschutz/Ankipprohr

Das Tretrohr ist nur brauchbar wenn der Kippschutz hochgeklappt ist.

74048A

02-12-18

Etac AB, Box 203, SE-334 24 Anderstorp

Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90

www.etac.se