

DE | Gültig ab: 01.02.2024

Bestell-/Preisliste R82 x:panda shape Small Infant

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift: siehe Kundeninformationen

Kommission:





R82 x:panda shape Small Infant | Gr. 1

Grundmodell enthält:

- Sitzeinheit, mitwachsend in: Sitzbreite, Sitztiefe und Rückenhöhe
- Fußauflage, tiefenverstellbar (Langsitz)
- Beckenführung mit integrierter Armlehne
- Kopfstützenaufnahme
- Integrierte Oberarmführungen

Ohne Untergestell, muss separat bestellt werden!

HMV-Nummer: **26.11.04.0016**

Maße

Small Infant, Größe 1

Sitzbreite (A)	220 mm
Sitztiefe (B)	120-160 mm
Gesamtbreite (G)	240 mm
Rückenhöhe (C)	270-360 mm
Rückenwinkel (a)	-10° - 30°
Max. Nutzergewicht	35 kg
Max. Nutzergewicht beim Transport im Auto	35 kg
Gewicht, Grundmodell	6 kg

*Die Messungen wurden mit beiden Beinen in maximaler Abduktion durchgeführt. Die Maße für die Größen 1-3 beziehen sich auf die Sitzposition Advanced. Weitere Maße finden Sie auf unserer Website.










Version: 20240201

Keine Haftung für Druckfehler








Etac GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten
Deutschland
Geschäftsführer: Jon Preater

Tel.: +49(0)2366 5006-0
Fax: +49(0)2366 5006-282
R82@etac.de
www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: Nordea Bank Finnland
BIC/SWIFT: NDEAFIHH
IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE Gültig ab: 01.02.2024		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
Grundmodell				
	x:panda shape Small Infant inkl. Beckenführung mit integrierter Armauflage und Oberarmführungen	1	3190010000XX001	2.100,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenwinkelverstellung Rückenwinkel in 5 Schritten einstellbar, fixiert Stufenlos einst. Rücken, werkzeuglos verstellbar Dynamische Rückenlehne mit dyn. Feder u. stufenlos einstell. Rückenwinkel, fixierbar Dynamische Rückenlehne mit einstellbarer Vorspannung/Federweg, fixierbar		01 02 07 11	ohne MP <input type="checkbox"/> 25,00 <input type="checkbox"/> 320,00 <input type="checkbox"/> 450,00 <input type="checkbox"/>
Polster und Bezüge				
	Polster für x:panda shape Small Infant (Polsterung für Sitz, Rücken, Beckenführungen, Armauflagen und Oberarmführungen)	eine Gr.	31905027-xx	480,00 <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Pink = 10 <input type="checkbox"/> Blau = 20 <input type="checkbox"/> Schwarz, abwischbar = 70 - Aufpreis!			120,00 <input type="checkbox"/>
Zubehör: Rückenlehne				
	Handschraube für Rückenlehne (werkzeugfreie Höhenverstellung)	eine Gr.	31905081	25,00 <input type="checkbox"/>
Zubehör: Kopfstützen – alle inkl. Horizontalverstellung und Bezug				
	Typ		3199XX0XX-XX	
	Kopfstütze, gebogen (B: 180, H: 130 mm)	21		325,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze, gebogen (B: 260, H: 260 mm)	22		325,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze, anatomisch, klein	23		355,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze, anatomisch, mittel	45		355,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze, anatomisch, groß	67		355,00 <input type="checkbox"/>
	Turtle-Halterung			
	Standard (zwei Gelenke)	1		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Erweitert (drei Gelenke, erweiterte Tiefenverstellung)	2		35,00 <input type="checkbox"/>
	Standard mit 3D-Verstellung	3		160,00 <input type="checkbox"/>
	Erweitert mit 3D-Verstellung	4		195,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange			
	Haltestange, kurz, Höhenverstellbarkeit: 80 mm	1		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Haltestange, mittel, Höhenverstellbarkeit: 120 mm	2		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Haltestange, lang, Höhenverstellbarkeit: 160 mm	3		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Bezug und Farbe			
	Schwarz	80		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Schwarz, abwischbar (Inkontinenzbezug) - Aufpreis!	70		30,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.02.2024		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Handschrauben (Schnellverstellung) für Kopfstütze			
	Handschrauben für die Höhenverstellung	eine Gr.	31905037	23,00 <input type="checkbox"/>
	Handschrauben für die Neigungsverstellung, standard (2 stk.)	eine Gr.	31905034	46,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch Nr. 1 mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319914023-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, klein, mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319923423-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, mittel, mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319945423-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, groß, mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319967423-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Stirnband-System, nur für anatomische Kopfstützen		3199500	285,00 <input type="checkbox"/>
Zubehör: Seitenpelotten				
	Seitenpelotten mit integrierem Brustgurt, inkl. Bezug	eine Gr.	31905028-xx	255,00 <input type="checkbox"/>
	Bitte Farbe (Stoff) wählen: Schwarz, abwischbar = 70 <input type="checkbox"/> Schwarz = 80 <input type="checkbox"/>			
Zubehör: Tische und Aktivitätszentren				
	Tisch, gepolstert, für x:panda shape Small Infant	eine Gr.	31905066-70	184,00 <input type="checkbox"/>
Zubehör: Westen und Gurte				
Rumpfunterstützung				
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185705-XS	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185720-XS	271,00 <input type="checkbox"/>
Beckenunterstützung				
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185725-XS	164,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.02.2024		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR

Beckenunterstützung



T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz

XS

3185735-XS

271,00



Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Schwarz

XS

3189108-1

310,00



Kombinationsübersicht: Untergestelle

Das x:panda shape Sitzsystem lässt sich mit einer Reihe an R82 Untergestellen aus unserem Produktportfolio kombinieren. Eine vollständige Übersicht zu den Kombinationsmöglichkeiten finden Sie auf www.etac.de, unter Service: Sonstige Dokumente oder klicken Sie einfach [hier](#)

Untergestelle



R82 High-Low:xo
Zimmergestell



R82 High-Low:xo
Kombigestell (Outdoor)



R82 Combi Frame:x



R82 Multi Frame



R82 Stingray Frame

Keine Haftung für Druckfehler