

DE | Gültig ab: 01.03.2023

Bestell-/Preisliste R82 Westen und Gurte

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift: siehe Kundeninformationen


Kommission:



R82 Westen und Gurte

Unsere Westen und Gurte:

- Umfangreiche Modell- und Größenauswahl
- Leicht zu montieren und einzustellen
- Getestet nach aktuellen MDR-Vorgaben
- Universell zugelassen für alle Medizinprodukte
- Reinigung und Desinfektion – waschbar bis 60 Grad
- Kombination aus Neopren und Komfortgewebe, was sie robust und dynamisch macht



Wenn die Verwendung von Westen und Gurten für einen Nutzer mit Bewegungseinschränkungen in Erwägung gezogen wird, ist es wichtig, die richtige Größe zu wählen, um die richtige Positionierung und Passform zu gewährleisten. Verwenden Sie zum Ausmessen der Größe stets **ein weiches Maßband**, um den Körperkonturen des Nutzers zu folgen!

- Für die Größenermittlung der R82 Rumpfunterstützung sollte die Messung vom breitesten Teil des Schulterknochens (S) bis zur gegenüberliegenden Seite des Beckenknochens (P) vorgenommen werden.
- Für die Größenbestimmung der R82 Beckenunterstützung sollte die Messung von Hüftknochen (H) zu Hüftknochen (H) vorgenommen werden.
- Bei den Sprunggelenkgurten wird die Messung am Umfang (C) des Fußgelenks direkt oberhalb des Knöchels vorgenommen.

	XS	S	M	L	XL	XXL
Brust-Schulter-Gurt	200 - 270 mm	270 - 320 mm	320 - 405 mm	405 - 470 mm	470 - 520 mm	520 - 600 mm
Kreuzweste	200 - 315 mm	260 - 345 mm	345 - 450 mm	450 - 530 mm	530 - 620 mm	-
4-Punkt-Beckengurt	170 - 320 mm	210 - 350 mm	250 - 410 mm	320 - 440 mm	410 - 520 mm	-
T-Sitzhose	160 - 200 mm	200 - 240 mm	240 - 280 mm	-	-	-
Sprunggelenkgurte	160 - 230 mm	-	230 - 310 mm	-	290 - 380 mm	-



Version: 20230301

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten
Deutschland
Geschäftsführer: Jon Preater



Tel.: +49(0)2366 5006-0
Fax: +49(0)2366 5006-282
R82@etac.de
www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: Nordea Bank Finland
BIC/SWIFT: NDEAFIHH
IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
Rumpfunterstützung				
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185705-XS	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185705-S	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185705-M	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185705-L	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185705-XL	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XXL	3185705-XXL	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185720-XS	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185720-S	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185720-M	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185720-L	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185720-XL	271,00 <input type="checkbox"/>


Universell zugelassen für alle Medizinprodukte aus den Bereichen: Sitzhilfen, Stehhilfen, Bad und Toilette!

Beckenunterstützung

	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185725-XS	164,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185725-S	164,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185725-M	164,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185725-L	164,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185725-XL	164,00 <input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185735-XS	271,00 <input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185735-S	271,00 <input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185735-M	271,00 <input type="checkbox"/>









Universell zugelassen für alle Medizinprodukte aus den Bereichen: Sitzhilfen, Stehhilfen, Bad und Toilette!

Fußunterstützung

	Sprunggelenksstütze, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar	XS	3185745-XS	202,00 <input type="checkbox"/>
	Sprunggelenksstütze, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar	M	3185745-M	202,00 <input type="checkbox"/>
	Sprunggelenksstütze, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar	XL	3185745-XL	202,00 <input type="checkbox"/>

Universell zugelassen für alle Medizinprodukte aus den Bereichen: Sitzhilfen, Stehhilfen, Bad und Toilette!

Keine Haftung für Druckfehler



DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung						
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR				
A: Rumpf-, Brust- und Schultergurte								
Rumpfweste	Maße	A	B	C	D	E		
	Größe XS	35 mm	65 mm	140 mm	90 mm	280 mm		
	Größe S	40 mm	65 mm	145 mm	110 mm	310 mm		
	Größe M	60 mm	65 mm	180 mm	130 mm	340 mm		
	Größe L	65 mm	90 mm	240 mm	140 mm	400 mm		
	Größe XL	70 mm	120 mm	280 mm	150 mm	460 mm		
	Größe XXL	70 mm	170 mm	350 mm	190 mm	490 mm		
	Rumpfweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß				XS	3189111-040	271,00	<input type="checkbox"/>
	Rumpfweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß				S	3189111-07540	271,00	<input type="checkbox"/>
	Rumpfweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß				M	3189111-140	271,00	<input type="checkbox"/>
	Rumpfweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß				L	3189111-240	271,00	<input type="checkbox"/>
	Rumpfweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß				XL	3189111-340	271,00	<input type="checkbox"/>
	Rumpfweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß				XXL	3189111-440	271,00	<input type="checkbox"/>
Kreuzweste	Maße	A	B	C				
	Größe XS	110 mm	15 mm	280 mm				
	Größe S	130 mm	15 mm	310 mm				
	Größe M	140 mm	15 mm	330 mm				
	Größe L	160 mm	120 mm	390 mm				
	Größe XL	190 mm	170 mm	470 mm				
	Kreuzweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß				XS	3189625-040	271,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß				S	3189625-140	271,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß				M	3189625-240	271,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß				L	3189625-340	271,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß				XL	3189625-440	271,00	<input type="checkbox"/>
H-Gurt, gepolstert	Maße	A	B	C				
	Größe S	290 mm	190 mm	240–310 mm				
	Größe M	360 mm	360 mm	260–330 mm				
	Größe L	420 mm	320 mm	260–330 mm				
	Größe XL	520 mm	410 mm	290–370 mm				
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz				S	3185428-1	271,00	<input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz				M	3185428-2	271,00	<input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz				L	3185428-3	271,00	<input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz				XL	3185428-4	271,00	<input type="checkbox"/>
Sternum-Gurt	Maße	A	B	C				
	Größe S	240 mm	170 mm	70 mm				
	Größe M	360 mm	55 mm	60 mm				
	Größe L	460 mm	60 mm	65 mm				
	Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz				S	3185430-0	271,00	<input type="checkbox"/>
	Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz				M	3185430-1	271,00	<input type="checkbox"/>
	Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz				L	3185430-2	271,00	<input type="checkbox"/>



Keine Haftung für Druckfehler



DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR

B: Beckengurte und Sitzhosen

2-Punkt-Beckengurt	Maße	L			
Neopren  	Größe S	270–370 mm			
	Größe M	310–420 mm			
	Größe L	450–550 mm			
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz		S	3185423-1	135,00 <input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz		M	3185423-2	135,00 <input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz		L	3185423-3	135,00 <input type="checkbox"/>

4-Punkt Beckengurt	Maße	A	B	C	L			
mit Metallschloss   25 mm 40 mm	Größe XS	230–260 mm	550 mm	–	230–260 mm			
	Größe S	260–290 mm	550 mm	–	260–290 mm			
	Größe M	310–350 mm	550 mm	500 mm	310–350 mm			
	Größe L	460–400 mm	550 mm	500 mm	460–400 mm			
	Größe XL	460–520 mm	550 mm	500 mm	460–520 mm			
	4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss, gepolstert, Stoff Schwarz				M	3185427-240	182,00	<input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss, gepolstert, Stoff Schwarz				L	3185427-340	182,00	<input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss, gepolstert, Stoff Schwarz				XL	3185427-440	182,00	<input type="checkbox"/>
	<i>Mit 40mm/25mm Gurtband!</i>							


Sitzhose, Abduktionsgurt	Maße	A	B					
 	Größe XS	220 mm	420 mm					
	Größe S	270 mm	430 mm					
	Größe M	340 mm	520 mm					
	Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Stoff Schwarz				XS	3189108-1	310,00	<input type="checkbox"/>
	Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Stoff Schwarz				S	3189108-2	310,00	<input type="checkbox"/>
	Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Stoff Schwarz				M	3189108-3	310,00	<input type="checkbox"/>



Kombi-Sitzhose mit Beckengurt, T-Form	Maße	A	B	C	D				
 	Größe S	170 mm	270 mm	250 mm	50 mm				
	Größe M	200 mm	340 mm	300 mm	50 mm				
	Kombi-Sitzhose, T-Form mit Beckengurt, Neopren, Schwarz					S	3189114-127	310,00	<input type="checkbox"/>
	Kombi-Sitzhose, T-Form mit Beckengurt, Neopren, Schwarz					M	3189114-227	310,00	<input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler





DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art-Nr.	EUR

C: Hand- und Fußgurte

Handgelenksgurte	Maße	A				
	Größe S	120 mm	Umfang innen			
	Größe M	170 mm	Umfang innen			
	Größe L	210 mm	Umfang innen			
	Größe XL	250 mm	Umfang innen			
	Handgelenksgurt, Stück			S	3185425-1	80,00 <input type="checkbox"/>
	Handgelenksgurt, Stück			M	3185425-2	80,00 <input type="checkbox"/>
	Handgelenksgurt, Stück			L	3185425-3	80,00 <input type="checkbox"/>
	Handgelenksgurt, Stück			XL	3185425-4	80,00 <input type="checkbox"/>
Wählen Sie die Seite:		<input type="checkbox"/> links	<input type="checkbox"/> rechts			

Fußgurte	Maße	A	B			
	eine Größe	590 mm	540 mm			
		(mit Schnalle)	(mit Klett)			
	Fußgurte mit Klappschnallen, Paar			eine Größe	3185096	76,00 <input type="checkbox"/>
	Fußgurte mit Klett, Paar			eine Größe	3185102	76,00 <input type="checkbox"/>
	Neopren Sandalen, klein, Paar (120 x 60 mm)			eine Größe	3185696-1	132,00 <input type="checkbox"/>

Für die Nutzung an unseren Convoid-Produkten

	3-Punkt-Gurt			eine Größe	31C904017	99,00 <input type="checkbox"/>
	H-Gurt <i>3-Punkt-Gurt erforderlich!</i>			eine Größe	31C903988	211,00 <input type="checkbox"/>
	Torso Stützweste			XS	31C903330	498,00 <input type="checkbox"/>
	Torso Stützweste			S	31C902861	498,00 <input type="checkbox"/>
	Torso Stützweste			M	31C900680	498,00 <input type="checkbox"/>
	Torso Stützweste			L	31C900339	498,00 <input type="checkbox"/>
	Torso Stützweste			XL	31C902616	498,00 <input type="checkbox"/>
	<i>3-Punkt-Gurt erforderlich!</i>					
	Sprunggelenksgurte, Schwarz, Paar			XS	3185745-XS	202,00 <input type="checkbox"/>
	Sprunggelenksgurte, Schwarz, Paar			M	3185745-M	202,00 <input type="checkbox"/>
	Sprunggelenksgurte, Schwarz, Paar			XL	3185745-XL	202,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler