

Produktinformation

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

etac®

Cross, Prio & Transit - Nyt låg til forgaffelfæste

Fra og med uge 48, bliver alle vores Cross, Prio og Transit kørestole leveret med et nyt låg til forgaffelfæstet. Det nye låg er udstyret med en pakning og er udarbejdet i materialet PP (polypropylen) som tåler høje temperaturer uden at miste sine egenskaber. Det nuværende låg (det. gl. låg) er udarbejdet i PE (polyethylen).

Ændringen medfører også forbedret tæthed ved vask af kørestolen.



Nyt låg til forgaffelfæste



Gl. låg til forgaffelfæste - UDGÅR

Varenavn	Beskrivelse	Udgået varenr.	Nyt varenr.
Låg forgaffelfæste	Til Cross, Prio og Transit kørestole	50224	51220
Gælder fra		Uge 48.2022	