



Nyt produkt



Erstatter produkt



Supplement til eksisterende produkt



Udgår

PI - Produktinformation

Cross/Next sædebetræk udgår

Sædebetræk Cross/Next udgår og erstattes af sædebetræk Basic.

Sædebetræk Cross/Next anvendes i dag i kombination med Cross 2 rygovertræk, som har "han" velcro, der fastgøres mod sædebetrækket.

Dette sædebetræk kan ikke længere vælges i konfigurationen af kørestole fra 1. oktober 2019.

Ved montering af rygovertræk, som har "han" velcro, kan adapter "hun/hun" velcro anvendes (artikel nummer 28484) på sædebetrækket Basic, så rygovertrækket stadig kan fastgøres.

Det gamle sædebetræk fås som reservedel, så længe lager haves og senest til og med 31. december 2019.



Sædebetræk Cross/Next

"Hun" velcro.

Udgår, når lager er opbrugt.



Sædebetræk Basic

"Han" velcro.

Erstatter det udgåede sædebetræk

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33

etac®



Nyt produkt



Erstatter produkt



Supplement til eksisterende produkt



Udgår

Produkt	Beskrivelse	Varenummer
Sædebetræk Cross/Next kort 35 cm	Sort	62235-60
Sædebetræk Cross/Next kort 37,5 cm	Sort	62236-60
Sædebetræk Cross/Next kort 40 cm	Sort	62237-60
Sædebetræk Cross/Next kort 42,5 cm	Sort	62238-60
Sædebetræk Cross/Next kort 45 cm	Sort	62239-60
Sædebetræk Cross/Next kort 47,5 cm	Sort	62372-60
Sædebetræk Cross/Next kort 50 cm	Sort	62302-60
Sædebetræk Cross/Next kort 52,5 cm	Sort	62400-60
Sædebetræk Cross/Next kort 55 cm	Sort	62401-60
Sædebetræk Cross/Next kort 57,5 cm	Sort	62402-60
Sædebetræk Cross/Next kort 60 cm	Sort	62403-60
Sædebetræk Cross/Next lang 35 cm	Sort	62240-60
Sædebetræk Cross/Next lang 37,5 cm	Sort	62241-60
Sædebetræk Cross/Next lang 40 cm	Sort	62242-60
Sædebetræk Cross/Next lang 42,5 cm	Sort	62243-60
Sædebetræk Cross/Next lang 45 cm	Sort	62244-60
Sædebetræk Cross/Next lang 47,5 cm	Sort	62373-60
Sædebetræk Cross/Next lang 50 cm	Sort	62303-60
Sædebetræk Cross/Next lang 52,5 cm	Sort	62404-60
Sædebetræk Cross/Next lang 55 cm	Sort	62405-60
Sædebetræk Cross/Next lang 57,5 cm	Sort	62406-60
Sædebetræk Cross/Next lang 60 cm	Sort	62407-60

Udfases fra

uge 40. 2019

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
 eller Intern salg på:
 info@etac.dk
 tlf. +45 79 68 58 33



Nyt produkt Erstatte produkt Supplement til eksisterende produkt Udgår

Produkt	Beskrivelse	Varenummer
Sædebetræk Basic kort 35 cm	Basic/Cross 3A sort	62718-60
Sædebetræk Basic kort 37,5 cm	Basic/Cross 3A sort	62719-60
Sædebetræk Basic kort 40 cm	Basic/Cross 3A sort	62720-60
Sædebetræk Basic kort 42,5 cm	Basic/Cross 3A sort	62721-60
Sædebetræk Basic kort 45 cm	Basic/Cross 3A sort	62722-60
Sædebetræk Basic kort 47,5 cm	Basic/Cross 3A sort	62978-60
Sædebetræk Basic kort 50 cm	Basic/Cross 3A sort	62979-60
Sædebetræk Basic kort 52,5 cm	Basic/Cross 3A sort	62980-60
Sædebetræk Basic kort 55 cm	Basic/Cross 3A sort	62981-60
Sædebetræk Basic kort 57,5 cm	Basic/Cross 3A sort	62982-60
Sædebetræk Basic kort 60 cm	Basic/Cross 3A sort	62983-60
Sædebetræk Basic lang 35 cm	Basic/Cross 3A sort	62728-60
Sædebetræk Basic lang 37,5 cm	Basic/Cross 3A sort	62729-60
Sædebetræk Basic lang 40 cm	Basic/Cross 3A sort	62730-60
Sædebetræk Basic lang 42,5 cm	Basic/Cross 3A sort	62731-60
Sædebetræk Basic lang 45 cm	Basic/Cross 3A sort	62732-60
Sædebetræk Basic lang 47,5 cm	Basic/Cross 3A sort	62984-60
Sædebetræk Basic lang 50 cm	Basic/Cross 3A sort	62985-60
Sædebetræk Basic lang 52,5 cm	Basic/Cross 3A sort	62986-60
Sædebetræk Basic lang 55 cm	Basic/Cross 3A sort	62987-60
Sædebetræk Basic lang 57,5 cm	Basic/Cross 3A sort	62988-60
Sædebetræk Basic lang 60 cm	Basic/Cross 3A sort	62989-60

Leveres fra

uge 24 2019

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
 eller Intern salg på:
 info@etac.dk
 tlf. +45 79 68 58 33

