

Produkt information

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

Til Cross 5 og Prio

etac®

Vi har forbedret tipsikringen til Cross 5 og Prio.

Både Cross 5 og Prio har store muligheder for indstilling af sædehøjden. Med den nye tipsikring er det blevet enklere at ændre denne indstilling. Tipsikringen er multijusterbar og dækker dermed sædehøjder fra 34 cm op til 53 cm. Med den assymetriske teleskopdel ændres højden og længden på tipsikringen enkelt.

Tipsikringen monteres på samme måde som hidtil.

28457

Ny



Produkt navn ny vare	Beskrivelse	Art. nr.
Tipsikring multi cc59	Til Cross 5 og Prio	28457
Indfases fra		Uge 10, 2020

Produkt navn ny udgående vare	Beskrivelse	Art. nr.
Tipsikring teleskop Cross 5	Til Cross 5 og Prio	27526
Udfases fra		Uge 10, 2020