

Produktinformation

Nyt produkt |
 Erstatter produkt |
 Supplement til eksisterende produkt |
 Udgår |

Cross & Prio - Nyt design på 24" Flexel drivhjul med rustfri stål drivring

For at øge forsyningssikkerheden skifter vi Flexel drivhjulet (27691) til Cross og Prio 3A kørestolene til en anden type Flexel hjul (27691F). Der vil være nogle få ændringer i forhold til det gamle hjul, men hjulets egenskaber vil forblive uændret. Desuden ændres QR akslen til det nye Flexelhjul til varenr. 83452 (passer på både det nye og det udgåede Flexel hjul).

Ændringerne på det nye drivhjul:

Drivringen er ca. 1 mm tykkere

For at skifte drivring benyttes en skrue/rækker/bit af typen Philips nr. 2 (udgået drivhjul: insex nr. 4)

Der er en anelse farveforskel på hjulene (se billeder).



Nyt drivhjul.



Udgået drivhjul.



Ny QR aksel.



QR aksel - FORBLIVER I SORTIMENT.

Nye og udgåede varenumre:

Varenavn	Beskrivelse	Udgået varenr.	Nyt varenr.
24" Drivhjul Flexel med rustfri stål drivring	Ekskl. QR aksel	27691	27691F
QR aksel			83452
Gælder fra		Uge 11.2023	

Forbliver i sortiment:

Varenavn	Beskrivelse	Eksisterende varenr.
QR aksel		82483