

Produktinformation

Prio - Nyt Armlæn

Prio er en populær aktiv komfortkørestol der er enkel og let at køre. For at gøre drivringene endnu lettere tilgængelige tilbyder vi nu et smallere armlæn. Armlænet er 37,5 cm langt og 23-32 cm højt. Langt betræk til armlæn med koldskum eller gel 62283-60/63 og 26241-60/63 passer på dette armlæn.



Nyt alternativt armlæn til Prio

Et smallere armlæn som gør det nemmere at nå drivringene.

Varenavn	Art. nr.
Armstøtte Prio L 37,5 cm højre	28380-1
Armstøtte Prio L 37,5 cm venstre	28380-2

Leveres fra

Uge 26. 2018

Ved spørgsmål kontakt din konsulent eller
Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33

 etac®