

# Produkt information

Nyt produkt |  Erstatter produkt |  Supplement til eksisterende produkt |  Udgår

## Nyt hovedstøttefæste til Prio


etac®

Vi har forbedret hovedstøttefæstet på Prio.

Dermed er der nu bedre mulighed for at komme endnu bedre ind i ryggen, grundet den større bue på beslaget. Desuden er monteringen af stangsystemet på hovedstødsfæstet nu lodret i stedet for vinklet 45 grader, hvilket giver større indstillingsmuligheder bagud.



Nyt hovedstøttefæste (højdelås/memory funktion er ekstra tilbehør).



Gl. hovedstøttefæste.

Produkt navn ny vare	Beskrivelse	Art. nr.
Hovedstødsfæste SB 40	Komp. Prio B40 mod.2	28549-01
Hovedstødsfæste SB 45	Komp. Prio B45 mod.2	28550-01
Hovedstødsfæste SB 50	Komp. Prio B50 mod.2	28551-01
Hovedstødsfæste SB 55	Komp. Prio B55 mod.2	28552-01
Højdelås til nakkestøtestang		28564

**Indfases fra** Uge 42, 2020

Produkt navn udgående vare	Beskrivelse	Art. nr.
Hovedstødsfæste SB 40	Komp. Prio B40	28007-01
Hovedstødsfæste SB 45	Komp. Prio B45	28008-01
Hovedstødsfæste SB 50	Komp. Prio B50	28009-01
Hovedstødsfæste SB 55	Komp. Prio B55	28010-01
Hovedstøttefæste 45 gr.	Udgår til fordel for de nye fæster	28024

**Udfases fra** Uge 42, 2020


# Produkt information

Nyt produkt |  Erstatter produkt |  Supplement til eksisterende produkt |  Udgår |

## Nye hovedstøtter

etac®

Vi tilbyder nu nye hovedstøtter, som har bedre indstillingsmuligheder grundet det nye stangsystem med sakse beslag/ turtle beslag.



Ny hovedstøtte.



Gl. hovedstøtter.

Produkt navn ny vare	Beskrivelse	Art. nr.
Hovedstøtte trad. JB hygiejne grå	26x14 cm inkl. Sort lodret stang 350 mm	28538-65
Hovedstøtte m.sidestøtte hygiejne grå	Inkl. Sort lodret stang 350 mm	28539-65
Velourbetræk til traditionel hovedstøtte		63177-60
Hygiejnebetræk til traditionel hovedstøtte		63177-65

Indfases fra

Uge 44, 2020

Produkt navn udgående vare	Beskrivelse	Art. nr.
Hovedstøtte soft Prio m. velour betræk		28152-60
Hovedstøtte soft Prio m. hygiejne betræk		28152-65
Hovedstøtte traditionel m. velour betræk		28023-60
Hovedstøtte traditionel m. hygiejne betræk		28023-65
Hovedstøtte med sidsstøtte m. hygiejne betræk		28326-65

Udfases fra

Uge 44, 2020

# Produkt information

Nyt produkt |  Erstatter produkt |  Supplement til eksisterende produkt |  Udgår |

## Nye Armlæn

etac®

Vi tilbyder nu nye armlæn til Prio kørestolen. Armlænenes højdejustering er flyttet til ydersiden, så man bedre kan indstille armlænhøjden med brugeren i stolen. De nye armlæn indstilles med kun 1 skrue, hvor de tidligere havde 2 skruer. Endvidere har det højdejusterbare stangsystem nu enkelt profil, hvor det tidligere havde dobbelt profil. Ydermere er sidepladen blevet forstærket og er blevet lukket indvendig.



### Produkt navn ny vare

### Beskrivelse

### Art. nr.

Armlæn Prio 37,5 cm hø (cross)	Højre	28511-1
Armlæn Prio 37,5 cm ve (cross)	Venstre	28511-2
Armlæn Prio L49 cm hø H24-33 cm	Højre	28512-1
Armlæn Prio L49 cm ve H24-33 cm	Venstre	28512-2
Hemipude prio hø	Højre, bruges sammen med 28511-1	25770-60-1
Hemipude prio ve	Venstre, bruges sammen med 28511-2	25770-60-2
Armlæn hø uden pude	Til valgfri montering af pude	28513-1
Armlæn ve uden pude	Til valgfri montering af pude	28513-2

### Indfases fra

Uge 47, 2020

### Produkt navn udgående vare

### Beskrivelse

### Art. nr.

Armlæn Prio 37,5 cm hø (cross)	Højre	28380-1
Armlæn Prio 37,5 cm ve (cross)	Venstre	28380-2
Armlæn Prio L49 cm hø H24-33 cm	Højre	28438-1
Armlæn Prio L49 cm ve H24-33 cm	Venstre	28438-2
Hemiarm læn Prio	Højre	28034-60-1
Hemiarm læn Prio	Venstre	28034-60-2

### Udfases fra

Uge 47, 2020


# Produkt information

Nyt produkt |  Erstatter produkt |  Supplement til eksisterende produkt |  Udgår |

## Rygpunder

etac®

Vi udvider vores rygpudeprogram til at indeholde Rygpude med hygiejnebetræk på både for- og bagside. Rygpuden er velegnet til sygehushmiljø eller andre steder hvor hygiejne er i højsædet.



Produkt navn ny vare	Beskrivelse	Art. nr.
Stroppryg hjb Prio 40 med velcro	Uden lynlås	63226-60
Stroppryg hjb Prio 45 med velcro	Uden lynlås	63227-60
Stroppryg hjb Prio 50 med velcro	Uden lynlås	63228-60
Stroppryg hjb Prio 55 med velcro	Uden lynlås	63229-60
Rygpude Hygiejne Prio 40, grå med velcro	Uden lynlås, Hygiejnebagside	28540-65
Rygpude Hygiejne Prio 45, grå med velcro	Uden lynlås, Hygiejnebagside	28541-65
Rygpude Hygiejne Prio 50, grå med velcro	Uden lynlås, Hygiejnebagside	28542-65
Rygpude Hygiejne Prio 55, grå med velcro	Uden lynlås, Hygiejnebagside	28543-65
Velcro adapter	Til stroppryg med lynlås og rygpude uden	83188
<b>Indfases fra</b>		Uge 42, 2020

Produkt navn udgående vare	Beskrivelse	Art. nr.
Stroppryg hjb Prio 40 med lynlås	Uden Velcro	63154-60
Stroppryg hjb Prio 45 med lynlås	Uden Velcro	63155-60
Stroppryg hjb Prio 50 med lynlås	Uden Velcro	63156-60
Stroppryg hjb Prio 55 med lynlås	Uden Velcro	63157-60
Rygpude Hygiejne Prio 40, grå med lynlås	Uden velcro, Hygiejnebagside	28195-65
Rygpude Hygiejne Prio 45, grå med lynlås	Uden velcro, Hygiejnebagside	28196-65
Rygpude Hygiejne Prio 50, grå med lynlås	Uden velcro, Hygiejnebagside	28197-65
Rygpude Hygiejne Prio 55, grå med lynlås	Uden velcro, Hygiejnebagside	28198-65
<b>Udfases fra</b>		Uge 42, 2020