

# Produkt information

Nyt produkt |  Erstatter produkt |  Supplement til eksisterende produkt |  Udgår

etac®

## Etac Prio 3A - Nu med 3A ryg

Vi er glade for at kunne meddele, at vi nu også tilbyder vores velkendte rygsystem 3A til vores Prio kørestole. Dette betyder at brugere af vores komfort kørestole nu også vil få glæde af de store justeringsmuligheder, der er ved 3A ryggen og samtidig bibeholde komforten fra Prio kørestolen.

Noget af tilbehøret vi har idag vil blive ændret, så det passer på både Prio og Prio 3A. Således udbygger vi Modularitet-en mellem Cross, Prio og Prio 3A, til fordel for vores kunder.

### Kun én rygtype - Justerbar ryghøjde


3A ryghøjden kan indstilles fra 46 - 62 cm og med rygforlænger fra 52 - 68 cm.

### Justerbar lænevinkel

Lænevinklen kan justeres fra -12° til +10°.

### Dynamisk bækkenstøtte

Bækkenet skal støttes hos en bruger med kyfose, nedsat tonus eller hvis der er brug for at forhindre yderligere bagud- kipning. Den dynamiske bækkenstøtte giver perfekt støtte og variation.



Prio 3A

# Produkt information

Nyt produkt |  Erstatter produkt |  Supplement til eksisterende produkt |  Udgår

etac®

## Justering af sædedybde for- og bagtil

Sædedybden er justerbar fra 39 - 51 cm. Benyt sædejusteringen både for- og bagtil for at opnå det optimale balancepunkt.

- Justering fortil: 7 cm
- Justering bagtil: 5 cm

For yderligere indstilling af sædedybde, form og støtte benyttes den justerbare stropryg.



## Løsninger der altid passer


Alle typer af tilbehør for postural støtte til 3A ryggen kan benyttes på Prio 3A og Cross 6 med 3A ryg. Der findes meget tilbehør, der kan benyttes, så den bedste positionering opnås. Tilbehøret kan altid benyttes på andre størrelser og genanvendes på andre modeller.

Etac kørestole er bæredygtige og fremtidssikrede til alle brugere.



## Kan indstilles efter forskellige kropsformer

Vi er alle individer, med forskellige kropsformer, evner og behov. Prio 3A giver flere muligheder for at forme og støtte bruger, så denne kan sidde opret, komfortabelt og aflastet.



2022-03-22 PI NR. W47

2/7

Etac A/S  
Parallelvej 3, 8751 Gedved, Danmark  
Tlf. 79 68 58 33  
info@etac.dk  
www.etac.dk

Etac showroom, Øst  
Handicaporganisationernes Hus  
Blekinge Boulevard 2  
2630 Taastrup

etac®  
Creating Possibilities

# Produkt information

Nyt produkt |  Erstatte produkt |  Supplement til eksisterende produkt |  Udgår

etac®

Ny vare	Beskrivelse	Nyt Varenr.	Nyt Hmi-nr.
Prio 3A Standard, 40 cm	Sædebredde 40 cm, med 3A ryg	13420405	132086
Prio 3A Standard, 45 cm	Sædebredde 45 cm, med 3A ryg	13420409	132089
Prio 3A Standard ,50 cm	Sædebredde 50 cm, med 3A ryg	13420413	132092
Prio 3A Standard 55 cm	Sædebredde 55 cm, med 3A ryg	13420417	132095
Prio 3A Aktiv 40 cm	Sædebredde 40 cm, med 3A ryg	13421405	132098
Prio 3A Aktiv 45 cm	Sædebredde 45 cm, med 3A ryg	13421409	132101
Prio 3A Aktiv 50 cm	Sædebredde 50 cm, med 3A ryg	13421413	132104
Prio 3A Aktiv 55 cm	Sædebredde 55 cm, med 3A ryg	13421417	132107
Prio 3A Hospital 40 cm	Sædebredde 40 cm, med 3A ryg	13422405	132110
Prio 3A Hospital 45 cm	Sædebredde 45 cm, med 3A ryg	13422409	132113
Prio 3A Hospital 50 cm	Sædebredde 50 cm, med 3A ryg	13422413	132116
Prio 3A Hospital 55 cm	Sædebredde 55 cm, med 3A ryg	13422417	132119
<b>Gælder fra</b>		uge 14.2022	

Udgået vare	Beskrivelse	Udgået Varenr.	Udgået Hmi-nr.
Prio Standard 40 cm	Sædebredde 40 cm	13420305	107922
Prio Standard 45 cm	Sædebredde 45 cm	13420309	107923
Prio Standard 50 cm	Sædebredde 50 cm	13420313	107924
Prio Standard 55 cm	Sædebredde 55 cm	13420317	107925
Prio Aktiv 40 cm	Sædebredde 40 cm	13421305	118796
Prio Aktiv 45 cm	Sædebredde 45 cm	13421309	118799
Prio Aktiv 50 cm	Sædebredde 50 cm	13421313	118802
Prio Aktiv 55 cm	Sædebredde 55 cm	13421317	118805
Prio Hospital 40 cm	Sædebredde 40 cm	13422305	118806
Prio Hospital 45 cm	Sædebredde 45 cm	13422309	118809
Prio Hospital 50 cm	Sædebredde 50 cm	13422313	118812
Prio Hospital 55 cm	Sædebredde 55 cm	13422317	118815
<b>Gælder fra</b>		uge 14.2022	

# Produkt information

Nyt produkt |  Erstatte produkt |  Supplement til eksisterende produkt |  Udgår

etac®

## Etac Prio 3A - Ny 3D ryg

For at tilpasse 3D-ryghynden til Prio med 3A ryg øges hyndens højde med 25 mm, for at den passer til flere ryghøjder. Desuden er bagsiden af hynden udstyret med ekstra stropper, som er placeret øverst midtpå. Samtidig er de nederste stropper blevet gjort større.



Ny 3D-ryghynde



Gl. 3D-ryghynde

Ny vare	Beskrivelse	Nyt Varenr.
3D-ryghynde for Prio 3A SB 40 cm	Til sædebredde 40 cm, med 3A ryg	63343-60
3D-ryghynde for Prio 3A SB 45 cm	Til sædebredde 45 cm, med 3A ryg	63344-60
3D-ryghynde for Prio 3A SB 50 cm	Til sædebredde 50 cm, med 3A ryg	63345-60
3D-ryghynde for Prio 3A SB 55 cm	Til sædebredde 55 cm, med 3A ryg	63346-60
<b>Gælder fra</b>		uge 14.2022

Udgået vare	Beskrivelse	Udgået Varenr.
3D-ryghynde for Prio, SB 40 cm	Til sædebredde 40 cm	63267-60
3D-ryghynde for Prio, SB 45 cm	Til sædebredde 45 cm	63268-60
3D-ryghynde for Prio, SB 50 cm	Til sædebredde 50 cm	63269-60
3D-ryghynde for Prio, SB 55 cm	Til sædebredde 55 cm	63270-60
<b>Gælder fra</b>		uge 14.2022


# Produkt information

Nyt produkt |  Erstatter produkt |  Supplement til eksisterende produkt |  Udgår |

etac®

## Etac Prio 3A- Nyt rygovertræk

For at tilpasse rygovertrækket til Prio med 3A ryg, er bredden og længden på den bagerste del af overtrækket blevet øget, så det kan dække de justerbare stropper på stroppryggen.



Nyt rygovertræk



Gl. Rygovertræk

Ny vare	Beskrivelse	Nyt Varenr.
Rygovertræk for Prio 3A, velour, SB 40 cm	Til sædebredde 40 cm, med 3A ryg	63339-60
Rygovertræk for Prio 3A, velour, SB 45 cm	Til sædebredde 45 cm, med 3A ryg	63340-60
Rygovertræk for Prio 3A, velour, SB 50 cm	Til sædebredde 50 cm, med 3A ryg	63341-60
Rygovertræk for Prio 3A, velour, SB 55 cm	Til sædebredde 55 cm, med 3A ryg	63342-60
<b>Gælder fra</b>		uge 14.2022

Udgået vare	Beskrivelse	Udgået Varenr.
Rygovertræk for Prio, SB 40 cm	Til sædebredde 40 cm	63200-60
Rygovertræk for Prio, SB 45 cm	Til sædebredde 45 cm	63201-60
Rygovertræk for Prio, SB 50 cm	Til sædebredde 50 cm	63202-60
Rygovertræk for Prio, SB 55 cm	Til sædebredde 55 cm	63203-60
<b>Gælder fra</b>		uge 14.2022

# Produkt information

Nyt produkt |  Erstatte produkt |  Supplement til eksisterende produkt |  Udgår

etac®

## Etac Prio 3A - Nyt Armlæn

For at tilpasse armlænet til Prio med 3A ryg, øges bredden mellem armlænenene bagtil. Dette betyder, at sidepladen vinkles 2 grader udad. Det "gamle" armlæn kan ikke benyttes på Prio 3A.



Nyt Armlæn



Gl. Armlæn

Ny vare	Beskrivelse	Nyt Varenr.
Armlæn, teleskop, L38 cm, højre, +2 grader	Til Prio 3A	28713-1
Armlæn, teleskop, L38 cm, venstre, +2 grader	Til Prio 3A	28713-2
Armlæn, teleskop, L49 cm, højre, +2 grader	Til Prio 3A	28687-1
Armlæn, teleskop, L49 cm, venstre, +2 grader	Til Prio 3A	28687-2
Armlæn, L49 cm, m. fingerskrue, højre, +2 grader	Til Prio 3A	28688-1
Armlæn, L49 cm, m. fingerskrue, venstre, +2 grader	Til Prio 3A	28688-2
Armlæn, teleskop, universal, højre	Til Prio 3A	28513-1
Armlæn, teleskop, universal, venstre	Til Prio 3A	28513-2
<b>Gælder fra</b>		uge 14.2022

Udgået vare	Beskrivelse	Udgået Varenr.
Armlæn, teleskop, L38 cm, højre	Til Prio	28511-1
Armlæn, teleskop, L38 cm, venstre	Til Prio	28511-2
Armlæn, teleskop, L49 cm, højre	Til Prio	28512-1
Armlæn, teleskop, L49 cm, venstre	Til Prio	28512-2
Armlæn, L49 cm, m. fingerskrue, højre	Til Prio	28639-1
Armlæn, L49 cm, m. fingerskrue, venstre	Til Prio	28639-2
<b>Gælder fra</b>		uge 14.2022



# Produkt information

Nyt produkt |  Erstatte produkt |  Supplement til eksisterende produkt |  Udgår

etac®

## Etac Prio 3A - Ny Sædeplade (Reservedel)

Sædepladen bliver udformet anderledes, for at passe til Prio med 3A ryg.



Ny Sædeplade



Gl. Sædeplade

Ny vare	Beskrivelse	Nyt Varenr.
Sædeplade, træ, SB: 40 cm	Til Prio 3A	83448
Sædeplade, træ, SB: 45 cm	Til Prio 3A	83449
Sædeplade, træ, SB: 50 cm	Til Prio 3A	83450
Sædeplade, træ, SB: 55 cm	Til Prio 3A	83451
Sædeplade, plast, SB: 40 cm	Til Prio 3A	51233
Sædeplade, plast, SB: 45 cm	Til Prio 3A	51234
Sædeplade, plast, SB: 50 cm	Til Prio 3A	51235
Sædeplade, plast, SB: 55 cm	Til Prio 3A	51236

**Gælder fra** uge 14.2022

Udgået vare	Beskrivelse	Udgået Varenr.
Sædeplade, træ, SB: 40 cm	Til Prio	82777
Sædeplade, træ, SB: 45 cm	Til Prio	82778
Sædeplade, træ, SB: 50 cm	Til Prio	82779
Sædeplade, træ, SB: 55 cm	Til Prio	82780
Sædeplade, plast, SB: 40 cm	Til Prio	51121
Sædeplade, plast, SB: 45 cm	Til Prio	51122
Sædeplade, plast, SB: 50 cm	Til Prio	51123
Sædeplade, plast, SB: 55 cm	Til Prio	51124

**Gælder fra** uge 14.2022

2022-03-22 PI NR. W47

7/7

Etac A/S  
Parallevej 3, 8751 Gedved, Danmark  
Tlf. 79 68 58 33  
info@etac.dk  
www.etac.dk

Etac showroom, Øst  
Handicaporganisationernes Hus  
Blekinge Boulevard 2  
2630 Taastrup

etac®  
Creating Possibilities