

# Produktinformation

Nyt produkt |  Erstatte produkt |  Supplement til eksisterende produkt |  Udgår

## Prio - Ændring dynamisk bækkenstøtte

Den dynamiske bækkenstøtte på Prio komfortkørestol med sædebredderne 50 og 55 cm har været begrænset i justeringsmulighederne på grund af måden wiren trækkes gennem lommen på stroppen. Vi har derfor gennemgået den dynamiske bækkenstøtte til alle sædebredder og foretaget nogle mindre justeringer.

Stroppen i venstre side på den dynamiske bækkenstøtte er blevet forkortet med 3 cm med uændret justeringsinterval. Denne strop benyttes på alle sædebredder af Prio stolen. Ændringen medfører at lommen på stroppen i højre side bliver mere centreret og wirens længde er dermed tilstrækkelig. Wiren er uændret.

Stole med sædebredder 50 og 55 cm får nu monteret samme type strop i højre side, da længden er tilstrækkelig for begge bredder. Længden på denne strop svarer til den, der har været monteret på sædebredde 50 cm, hvilket betyder at wirens træklængde for sædebredde 55 cm bliver yderligere reduceret.

På stole med sædebredde 40 cm er lommen blevet flyttet 3 cm længere væk fra midten på stroppen i højre side for at kompensere for justeringen foretaget på stroppen i venstre side (se ovenfor).

Der er lavet nye varenumre på dynamisk bækkenstøtte for sædebredde 50 og 55 cm, de andre varenumre er uændrede. Ændringerne foretages fortløbende og alle ændringer forventes at være implementeret uge 2 i 2024.



Dynamisk bækkenstøtte monteret på Prio.



Den nye strop, hvor lommen er blevet flyttet 3 cm til højre.

### Ny vare:

Varenavn	Beskrivelse	Varenr.
Dynamisk bækkenstøtte SB 50/55	Benyttes til Prio SB 50 cm og 55 cm	28999
<b>Gælder fra</b>		Uge 2 2024

### Udgået vare:

Varenavn	Beskrivelse	Varenr.
Dynamisk bækkenstøtte SB 50	Benyttes til Prio SB 50 cm	28706
Dynamisk bækkenstøtte SB 55	Benyttes til Prio SB 55 cm	28707
<b>Gælder fra</b>		Uge 2 2024