

PI - Produktinformation

Heron - Faste sidestøtter

På baggrund af ønsker og input fra kunder tilbyder vi nu faste sidestøtter til Heron. Sidestøtterne er højde- og vinkeljusterbare, og man kan ved at benytte dem opnå en afstand på helt ned til 20 cm og op til 30 cm mellem sidestøtterne. Kan ikke anvendes i kombination med kit for reduktion af sædedybde (31880508-06).



Faste sidestøtter

Produkt	Beskrivelse	Varenr.
Fast sidestøtte til Heron (stk.)	Type 5	31880508-09
Leveres fra		Uge 22. 2018

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33

 etac®