

PI - Produktinformation

Flamingo - tiltfunktion

Flamingo str. 4 er som standard udstyret med ekstra låsemekanismer til tiltfunktionen i form af ganther greb og glidestænger på hver side af rammen. Denne feature tilbydes ny også som ekstraudstyr til Flamingo str. 3.

Fra 19. Januar 2017 blev sæderammen til Flamingo str. 3 forberedt for montering af dette kit. Ønskes kittet anvendt til en Flamingo str. 3 der er produceret før denne dato, skal sæderammen udskiftes med den nye version.



Kit for tiltfunktion

Produkt	Passer til:	Varenr.
Kit for tiltfunktion	Flamingo str. 3	31880156
Kit for tiltfunktion inkl. ny sæderamme	Flamingo str. 3	31880156-FRAME
Leveres fra		Uge 22. 2018

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33

 etac®