

PI - Produktinformation

Caribou - overarmsstøtter

De bløde overarmsstøtter, støtter brugerens krop, hvor der er behov for det, mens der er god plads til armbevægelser. De monteres i profilerne bag på Caribou ståstøtten, hvilket betyder, at de er højdejusterbare, og at de kan justeres uafhængigt af hinanden. Det er desuden muligt, at justere dem sideværts, op imod ståstøtten, eller lidt ud fra den, så kropsstøtterne kan monteres. Overarmsstøtterne kan også vinkles ind mod ståstøtten, eller svinges bagud, så de ikke er i vejen, når de ikke benyttes.



Produkt	Passer til:	Varenr.
Overarmsstøtter, small 12,5 x 34 cm (BxH)	Caribou str. 1 + 2	31861109-10
Overarmsstøtter, large 16,5 x 52 cm (BxH)	Caribou str. 3 + 4	31861109-20
Leveres fra		Uge 22. 2018

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33

 etac®