

PI - Produktinformation

Flamingo - Potty frame

Til Flamingo str. 1 og 2 tilbyder vi nu lave og enkle potterammer. Monter det eksisterende Flamingosæde på rammen og du får en pottestol til det mobile barn, som blot kræver en smule assistance under pottetræning.

Værktøj er ikke nødvendigt når højden skal indstilles via teleskopstængerne i benene. Det er også muligt at tilte sædet for at skabe større postural kontrol og stimulere afføring.

Montering af en lav urinfanger gør det nemmere for barnet at komme op i stolen og rammens bevægelige fødder sikrer at rammen står plan på gulvet.

Enheden kan også benyttes som en badestol, især i små badekabiner – eller til at tage med på en weekendtur.

Maksimal sædehøjde er lig sædedybden og kan sænkes i to etaper á hver 2½ cm fortil og/eller bagtil. Brug dit eksisterende Flamingosæde – eller sammensæt et helt nyt set-up ud fra nedenstående liste.

Str. 1: B: 320 x L:295 x H: 175-220 mm

Str. 2: B: 360 x L:400 x H: 230-280 mm



Produkt	Varenr. str. 1	Varenr. str. 2
Potteramme	31880160-1	31880160-2
Flamingosæde, grå	31880101	31880102
Flamingosæde, blå	31880101-61	31880102-61
Lav urinfanger, grå	31880195	31880196
Lav urinfanger, blå	31880195-61	31880196-61
Bækken m. holder	31880121-HL	31880122-HL
Leveres fra	Uge 26. 2019	

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33

etac®