

Nyt produkt Erstatte produkt Supplement til eksisterende produkt Udgår

PI - Produktinformation

Fodkassekit til hel fodplade

R82-fodpladen, der oprindeligt blev udviklet til Wombat-kørestolen, findes efterhånden på en lang række af vores produkter.

Nu introducerer vi et kit af sider, hjørner og polstring, der gør fodpladen til en fodkasse. Hjørnerne boltes fast på den eksisterende fodplade, og polstret monteres i kassen.

Hjørnerne kan bruges på forskellige fodplader og måler 15 cm i både dybde og højde. Polstret er unikt for hver størrelse fodplade, så det passer til den enkelte fodplades bredde.

Muligheden for at lave en fodkasse kan bruges til både eksisterende og nye fodplader.

Se instruktionsvideo her: [YouTube](#)



Produkt	Beskrivelse	Mål	Varenr.
Fodkassekit, sæt af hjørner og polstring	Til str. 1 Wombat fodplade	15x28x15 cm	3195145-1BOX
Fodkassekit, sæt af hjørner og polstring	Til str. 2 Wombat fodplade	15x28x15 cm	3195145-2BOX
Fodkassekit, sæt af hjørner og polstring	Til str. 3 Wombat fodplade	15x28x15 cm	3195145-3BOX
<i>Vi lancerer også polstring til delene i kassen samt ankelsele:</i>			
Fodpladepolster, str. 1	Til str. 1 Wombat fodplade	Som fodplade	3195145-1PAD
Fodpladepolster, str. 2	Til str. 2 Wombat fodplade	Som fodplade	3195145-2PAD
Fodpladepolster, str. 3	Til str. 3 Wombat fodplade	Som fodplade	3195145-3PAD
Polster til stang		One size	3195145-150
Ankelsele til fodkasse		One size	3195145-20

Leveres fra

Uge 1. 2020

Ved spørgsmål kontakt din konsulent eller Intern salg på:
 info@etac.dk
 tlf. +45 79 68 58 33