

Produkt information

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

Til Mustang gangstativ

etac®

Til Mustang gangstativ, som er et letkørende, fleksibelt produkt, tilbyder vi nu dette nye tilbehør.

Vi tilbyder allerede én type sæde i to størrelser, der kan bruges til at opnå en hvileposition, hvis energiniveuaet falder efter en gåtur.

Nu tilbyder vi som noget nyt også et komfort sæde - som også fås i to størrelser.

Som navnet antyder, yder dette sæde større komfort takket være formen og polstringen. Sædet har neoprenbetræk og polstringen er udført i en fast og støttende Plastazote skum. På samme måde som ved den "gl." type sæde kan halestøtte og hofstøtte monteres på sædet.



Produkt navn	Beskrivelse	Nyt Art. nr.
Mustang Komfort sæde, str. 1-2	22 cm	31869115
Mustang Komfort sæde, str. 3-4	30 cm	31869125
Indfases fra		Uge 22, 2020