

Produkt information

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

etac®

Tilbehør Meerkat Ståstøtte - Polstring for spænde

Meerkatten har mange smarte features b.l.a. – ski spænd for hurtig og sikker justering i små trin.


Efter indstilling kan der være behov for at polstre spændet, derfor tilbyder vi nu ekstra polstring til eftermontering.

Den ekstra polstring til Meerkat spænderne kan benyttes til både bryst- og bækkenstøtte og leveres i sæt med 2 stk.

Tilbehør Meerkat Ståstøtte- Højdejusteringskit for daglig justering af knæ-, bryst- og bækkenstøtte

Der findes allerede én slags justeringskit – 31124026, som består af et sæt fingerskruer for sideværts justering af knæstøtter. Vi udvider nu programmet med et ekstra justeringskit.

Knæ-, bryst- og bækkenstøtter kan alle justeres i højden. Til denne justering anbefaler vi et gander greb der kun optager meget lidt plads og er en hurtig justeringsmulighed. Vær opmærksom på, at dette nye kit kun indeholder 1 gander greb, da der er et forskelligt antal støtter på Meerkatten.



Polstring for ski spænd



Justeringskit

Produkt navn ny vare	Beskrivelse	Art. nr.
Polstring for ski spænd	Passer til Meerkat bryst- og bækkenstøtte	31117818-PADS
Daglig justeringskit, højde	Passer til Meerkat knæ-, bryst-, og bækkenstøtte	31124027
Indfases fra		Uge 10, 2020

Produkt information

Nyt produkt | Erstatte produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår |

etac®

Tilbehør Caribou Ståstøtte - Justeringsbeslag for faste sidestøtter

Kombination af sidestøtter og skulderstøtter på Caribou har altid været mulig ved valg af sidestøtter med PU puder, da beslagene herpå kan nå hele vejen rundt.

Det er nu også muligt at kombinere faste sidestøtter og skulderstøtter, ved at montere et sæt beslag, der muliggør sideværst justering.


Beslagene monteres i skinnerne bag på Caribou ståstøtten, og sidestøtterne påsættes herefter og justeres i ønsket højde og bredde.

Tilbehør Caribou Ståstøtte - Gjord til sidestøtte


For ekstra støtte, kan man på Caribous sidestøtter med PU puder montere en gjord over brugers bryst eller hofter. Gjordene til dette formål fås i tre størrelser, som passer til de tre størrelser sidestøtter. Nu tilbyder vi også str. 4.

Den nye str. gjord kommer som en konsekvens af en alternativ måde, at montere den på. I stedet for at montere gjorden foran mellem de to sidestøtter, kan den monteres mellem beslaget og sidestøtten, så den går bagom sidestøtten istedet for.

At montere gjordene således kræver at de er længere end vanligt. Derfor bestilles gjorden en størrelse større end sidestøtten, den nye gjord str. 4 er således anvendelig i forbindelse med sidestøtte str. 3 (31861102-3).



Justeringsplade for faste sidestøtter



Gjord til sidestøtte

Produkt navn ny vare	Beskrivelse	Art. nr.
Justeringsbeslag for faste sidestøtter	Passer til Caribou faste sidestøtter	31861102-PL
Sidestøttegjord str. 4	Passer til Caribou sidestøtte str. 3	31862103-4
Indfases fra		Uge 10, 2020

Produkt information

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår


etac®

Tilbehør Caribou Ståstøtte- Lige beslag for sidestøtter

Efter kundeønske lanceres en ny type beslag til mellemstykker varenr. 31861106-1,-2, -3 og -4.

Beslaget bruges til at udligne den forskel som er imellem monteringskinnen i ståstøtten og mellemstykket når der anvendes sidstøtter.

Sidestøtter til Caribou har varenr. 31861102-1, -2 og -3.



Lige beslag for sidestøtter

Produkt navn ny vare	Beskrivelse	Art. nr.
Lige beslag Caribou sidestøtter	Passer til Caribou sidestøtter	31861106-KIT
Indfases fra		Uge 10, 2020

Produkt information

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår |

etac®

Tilbehør Wombat Aktivitetsstol - Ekstra Fix-locks til sædet

Alle Wombat Living og Wombat Solo Aktivitetsstole leveres med formonterede fix-locks – to foran og to bagved.

Ved brug af nogle veste og seler, som bl.a. kombinationsselen kan ekstra fastgørelsespunkter være ønskelig.

Derfor tilbyder vi nu et sæt med to beslag, med to fix-locks for montage på hver side bagerst på sædet, for flere fastgørelsespunkter.

Dette nye tilbehør kan benyttes på sæder str. 1 og 2; på sæder str. 3 findes allerede et indbygget beslag til ekstra fix-locks.

Tilbehør Wombat Aktivitetsstol - Beslag til håndbetjening

Wombat Living med el er udstyret med en håndbetjening til højdeindstilling, som kan betjenes enten af bruger eller af en hjælper. Håndbetjeningen er udstyret med en krog, så den kan placeres forskellige steder på stolen alt efter præferencer.

Det nye beslag giver endnu en praktisk opbevaringsmulighed til håndbetjeningen, når den ikke benyttes. Beslaget er monteret foran på sædet og håndbetjeningen klikkes let på plads vha. en magnet.

Håndbetjeningen er således nem at få fat i både for bruger og hjælper.

Beslaget passer på alle Wombat Living modeller med el.



Beslag m. ekstra fix-locks



Beslag til håndbetjening

Produkt navn ny vare	Beskrivelse	Art. nr.
Fix-lock på plade til sæde	Passer til Wombat str. 1 + 2	3195710
Beslag til håndbetjening	Passer til Wombat Living - alle modeller med el.	3195540
Indfases fra		Uge 10, 2020

Produkt information

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

etac®

Tilbehør Kudu Kørestol - Beslag til kommunikationsudstyr

Vi tilbyder nu et lille beslag, med en diameter på 50 mm til Kudu kørestolen. Dette beslag gør det muligt, at montere bl.a. en tabletholder eller kommunikationsudstyr.

Beslaget kan monteres enten til højre eller venstre på en Kudu med centralt monteret fodplade, da det fastgøres på det tværgående rør forest på sædepladen.



Beslag til kommunikationsudstyr

Produkt navn ny vare	Beskrivelse	Art. nr.
Beslag til kommunikationsudstyr	Passer til Kudu	3195429-COM
Indfases fra		Uge 10, 2020

Produkt information

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår |

etac®

Tilbehør x:panda sæde - Sidestøtte - type 0


Vi tilbyder nu en ny sidestøtte, type 0. Sidestøtten kan anvendes til de mindre brugere, som har brug for ekstra støtte.

Mål på puden er: B:9cm og H:10cm.


Tilbehør x:panda sæde - Polstring til borde

Vi tilbyder nu polstring, der følger konturerne og kanterne på x:panda bordene, som tilbehør for ekstra komfort. Polstringen har en blød og glat overflade, som nemt kan tørres af.

Den tilbydes som et komplet sæt med polstring oven på og under bordet – eller som enkelt dele.



Sidestøtte type 0



Polstring til borde

Produkt navn ny vare	Beskrivelse	Art. nr.
Sidestøtte type 0	(B9 x H10 cm), passer til x:panda	318910301-0
Polstring (sæt over/under)	Passer til bord str. 1 (svingbart og fast)	318910725-10
Polstring (under bordet)	Passer til bord str. 1 (svingbart og fast)	318910725-10B
Polstring (ovenpå bordet)	Passer til bord str. 1 (svingbart og fast)	318910725-10T
Polstring (sæt over/under)	Passer til bord str. 2+3 (fast) og str. 2 (svingbart)	318910725-20
Polstring (under bordet)	Passer til bord str. 2+3 (fast) og str. 2 (svingbart)	318910725-20B
Polstring (ovenpå bordet)	Passer til bord str. 2+3 (fast) og str. 2 (svingbart)	318910725-20T
Indfases fra		Uge 10, 2020

Produkt information


Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår |

etac®

Tilbehør x:panda sæde - Inkontinensbetræk til sæde- og rygpuder

Vi tilbyder nu ekstra betræk til x:panda puderne. De nye betræk, som er inkontinensbetræk, kan aftøres eller vaskes, og fås i farven sort.

Betrækkene kan leveres i alle størrelser rygpuder og til alle størrelser sædepuder med abduktion.



Inkontinensbetræk

Produkt navn ny vare	Beskrivelse	Art. nr.
x:panda, inko. betræk sædehynde str. 1, small	x:panda str. 1, small	318911411-82
x:panda, inko. betræk sædehynde str. 1, medium	x:panda str. 1, medium	318911412-82
x:panda, inko. betræk sædehynde str. 1, large	x:panda str. 1, large	318911413-82
x:panda, inko. betræk sædehynde str. 2, small	x:panda str. 2, small	318911412-82
x:panda, inko. betræk sædehynde str. 2, medium	x:panda str. 2, medium	318911422-82
x:panda, inko. betræk sædehynde str. 2, large	x:panda str. 2, large	318911423-82
x:panda, inko. betræk sædehynde str. 3, small	x:panda str. 3, small	318911431-82
x:panda, inko. betræk sædehynde str. 3, medium	x:panda str. 3, medium	318911432-82
x:panda, inko. betræk sædehynde str. 3, large	x:panda str. 3, large	318911433-82
x:panda, inko. betræk sædehynde str. 4, small	x:panda str. 4, small	318911441-82
x:panda, inko. betræk sædehynde str. 4, medium	x:panda str. 3, medium	318911442-82
x:panda, inko. betræk sædehynde str. 4, large	x:panda str. 4, large	318911443-82
x:panda, inko. betræk ryghynde str. 1, small	x:panda str. 1, small	318912411-82
x:panda, inko. betræk ryghynde str. 1, medium	x:panda str. 1, medium	318912412-82
x:panda, inko. betræk ryghynde str. 1, large	x:panda str. 1, large	318912413-82
x:panda, inko. betræk ryghynde str. 2, small	x:panda str. 2, small	318912421-82
x:panda, inko. betræk ryghynde str. 2, medium	x:panda str. 2, medium	318912422-82
x:panda, inko. betræk ryghynde str. 2, large	x:panda str. 2, large	318912423-82
x:panda, inko. betræk ryghynde str. 3, small	x:panda str. 3, small	318912431-82
x:panda, inko. betræk ryghynde str. 3, medium	x:panda str. 3, medium	318912432-82
x:panda, inko. betræk ryghynde str. 3, large	x:panda str. 3, large	318912433-82
x:panda, inko. betræk ryghynde str. 4, small	x:panda str. 4, small	318912441-82
x:panda, inko. betræk ryghynde str. 4, medium	x:panda str. 4, medium	318912442-82
x:panda, inko. betræk ryghynde str. 4, large	x:panda str. 4, large	318912443-82
Indfases fra		Uge 10, 2020

Produkt information


Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

etac®

Tilbehør - Nyt 22" x 1³/₈" drivhjul

Standard 22" drivhjul på vores junior kørestole er 1" bred og er enten massive eller luftfyldte – og med eller uden tromlebremser.

Som et alternativ, og kun som tilbehør tilbyder vi nu et drivhjul med tromlebremse, som er 1³/₈" bred. Det kan skiftes 1-til-1 på en eksisterende kørestol, når man ønsker et bredere dæk – til for eksempel bedre udendørs køreegenskaber, for et grovere mønster, eller for et smartere look.



22" x 1³/₈" drivhjul

Produkt navn ny vare	Beskrivelse	Art. nr.
22" x 1 ³ / ₈ " Drivhjul m/tromlebremse, luft, sort	Passer til Kudo, Cougar, Combi Frame, MultiFrame:x	313103320
22" x 1 ³ / ₈ " Drivhjul m/tromlebremse, massivt, sort	Passer til Kudo, Cougar, Combi Frame, MultiFrame:x	313103325
Indfases fra		Uge 10, 2020

Produkt information

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

etac®

Tilbehør Heron bade- og toiletstol - Afstandskit for hoftestøtte


Dette afstandskit indeholder et udvalg af afstandsstykker og bolte. Således er det muligt at yde hoftestøtte og reducere sædebredden i intervallet 35-49 cm 1 cm ad gangen.

Ydermere tilbyder vi et ekstra kit med to 1 cm og to 2 cm afstandsstykker med dertilhørende bolte. Disse kan også monteres, så reduktionen i sædebredden sker 1 cm ad gangen. Med dette kit kan sædebredden reduceres helt ned til 29 cm.

Tilbehør Heron bade- og toiletstol - Buet stang til svingbar sidestøtte

Vi tilbyder nu en buet rustfri stang til de svingbare sidestøtter på Heron.

Stangen er 160 mm lang og har en 25 mm bugning. Den kan kombineres med de tre ekisterende pelot størrelser og kan benyttes på Heron med eller uden afstandskit for hoftestøtte.



Afstandskit for hoftestøtte



Buet stang til svingbar sidestøtte

Produkt navn ny vare	Beskrivelse	Art. nr.
Afstandskit for hoftestøtte	Passer til Heron hoftestøtter	31880508-02LB
Buet stang til svingbar sidestøtte	Passer til Heron	31150238
Indfases fra		Uge 10, 2020