

Produktinformation

Nyt produkt | Erstatte produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

R82 High-Low:xo – nu med 75 mm hjul

etac®

Vi har efter kundeønske udvidet vores sortiment af High-low:xo stel, der bl.a. kan benyttes sammen med vores populære siddesystem x:panda. Vi tilbyder således nu også High-low:xo stellet med 75 mm hjul.




75 mm hjul



125 mm hjul

Med de velkendte features:



Højdejustering

Højden kan justeres fra gulv til bordhøjde. Stellene leveres med enten gas eller el til højde-justering.



Fast montering eller adapter

En adapter gør montering af sædet simpel og sikker og gør det nemt at skifte til et andet sæde. Større sæder kan monteres direkte på High-low:xo.



Vinkling af sædebasen

High-low:xo kan vinkles i et interval fra -10° til 30°, Vinklingen hjælper til at positionere bruger og til at opretholde en opret position af hoved og truncus. Ydermere kan vinklingen hjælpe til at forbedre arbejdsstillingen for hjælper.



Sikker transport

High-low:xo udstel overholder ISO 7176-19, transport af børn i motor-køretøjer. High-low:xo udstel kan benyttes med sædesystemer der overholder ISO 16840-4.

Produkt navn ny vare

Beskrivelse

Nyt varenr.

Nyt HMI nr.

High-Low:xo str. 1 m. gas, indestel	Sort, 75 mm hjul, løft fodpedal, tilt f. skubbebøjle, x:p 1-2	3189010112	135442
High-Low:xo str. 2 m. gas, indestel	Sort, 75 mm hjul, løft fodpedal, tilt f. skubbebøjle, x:p 3	3189020112	135445
High-Low:xo str. 1 m. el, indestel	Sort, 75 mm hjul, løft/tilt via el, inkl. fodbremse og håndbremse på kørebøjle, x:p 1-2	3189010132	135448
High-Low:xo str. 2 m. el, indestel	Sort, 75 mm hjul, løft/tilt via el, inkl. fodbremse og håndbremse på kørebøjle, x:p 3	3189020132	135451
High-Low:xo str. 3 m. el, indestel	Sort, 75 mm hjul, løft/tilt via el, inkl. fodbremse og håndbremse på kørebøjle, x:p 4	3189030132	135454

Leveres fra

Uge 5, 2023