

Produktinformation

Nyt produkt |
 Erstatter produkt |
 Supplement til eksisterende produkt |
 Udgår |

R82 Ståstøtter – Nye breddejusterbare sandaler

Vi præsenterer et nyt sortiment af breddejusterbare sandaler. Sandalerne fås i tre størrelser; Medium, large og X-large. Dermed fås disse nye sandaler en størrelse større end vores nuværende sandalsortiment. De nye breddejusterbare sandaler fås i en serie der passer på Caribou, Rabbit Up og Toucan ståstativer, samt en serie, der passer til Meerkat ståstativet, da montagen af sandaler er anderledes på dette. Sandalerne leveres som standard med stropper der fastgøres over anklerne. Som ekstra tilbehør kan extra Fix-locks tilkøbes og monteres foran på sandalerne, så ekstra stropper over forfoden kan fastgøres.



Breddejusterbare sandaler.

Produkt navn ny vare	Beskrivelse	Nyt varenr.
Breddejusterbare sandaler str. 2, Medium	195 x 61,5-105 mm (LxB) - Passer på Caribou, Rabbit Up, Toucan	31869493-B
Breddejusterbare sandaler str. 3, Large	250 x 81,5-138 mm (LxB) - Passer på Caribou, Rabbit Up, Toucan	31869494-B
Breddejusterbare sandaler str. 4, X-large	300 x 81,5-150 mm (LxB) - Passer på Caribou, Rabbit Up, Toucan	31869495-B
Breddejusterbare sandaler str. 2, Medium	195 x 61,5-105 mm (LxB) - Passer på Meerkat	31869493-C
Breddejusterbare sandaler str. 3, Large	250 x 81,5-138 mm (LxB) - Passer på Meerkat	31869494-C
Breddejusterbare sandaler str. 4, X-large	300 x 81,5-150 mm (LxB) - Passer på Meerkat	31869495-C
Ekstra stropper og Fix-locks str. 2, Medium	Passer på sandaler str. 2, Medium	31869497
Ekstra stropper og Fix-locks str. 3+4, Large og X-large	Passer på sandaler str. 3+4, Large og X-large	31869498
Leveres fra		Uge 27, 2023