

Produktinformation

Nyt produkt |
 Erstatter produkt |
 Supplement til eksisterende produkt |
 Udgår


R82 Rabbit Up - Bord med Quick Release

Den hurtige konvertering af Rabbit Up fra en statisk ståstøtte til en mobil ståstøtte med drivhjul, understreger nytten af et bord med Quick Release. Bordet er med balje og dækplade, som også kendes fra Toucan ståstøtten og kan udstyres med armstøtte, legetøjsbøjle og gribehåndtag.

Bordet monteres omkring stangsystemet til bryststøtten og kan justeres op/ned uafhængigt af denne. Det kan hurtigt fjernes for at få adgang til drivhjulene.

Ydermere fås kit for lav montering, hvor montering af bordet sker på centerstammen. Dermed placeres bordet i en meget lav højde.

Uanset hvordan bordet er monteret, kan det vinkles og justeres ind/ud for den optimale pasform til brugeren.



Bord med Quick Release.



Bord med Quick Release.



Bord med Quick Release.

Produkt navn ny vare	Beskrivelse	Nyt varenr.
Bord m. Balje, til Rabbit Up	Bord i Plast med Quick Release, Passer til Rabbit Up alle str.	31862525
Kit for lavmontering af bord	Til Rabbit up bord - varenr. 31862525	31862525-kit
Gælder fra		Uge 44, 2023