

Produktinformation



Nyt produkt



Erstatter produkt



Supplement til eksisterende produkt



Udgår

R82 Heron - Negativ rygvingling

Vi foretager løbende opdateringer og forbedringer på vores produkter. I den forbindelse har vi forbedret rygvinglingen på vores Heron bade- og toiletstol, så ryggen nu kan vinkles ind over sædet for at give en lukket hoftevinkel. Dette reducerer spasticitet og letter toiletbesøg.

På Heron bade- og toiletstole med produktionsdatoer efter den 21. september 2023 kan rygvinglingen indstilles fra 80° til 120°. Altså op til en 10° negativ rygvingling ind over sædet.



Heron.