

Produktinformation

Nyt produkt |
 Erstatter produkt |
 Supplement til eksisterende produkt |
 Udgår |

R82 Mustang - Lav montering af bryststøtte

Mustang ganghjælpemiddel udstyres med en bryststøtte, der monteres på centerstangen. Både centerstangen og bryststøtten kan indstilles individuelt i højden for at imødekomme barnets behov for støtte.

Når både centerstangen og bryststøtten er indstillet i de laveste positioner, kan centerstangen risikere at komme i vejen for barnet. I disse meget lave indstillinger anbefaler vi at benytte vores nye kit for lav montering af bryststøtten.

Kittet består af en forkortet centerstang (23 cm) og forkortede T-profiler til bryststøttepuderne. Den forkortede centerstang erstatter den originale centerstang (32,5 cm) og bryststøttepuderne fra standard bryststøtten flyttes over på de forkortede T-profiler.



Kit for lav montering af bryststøtte.

Produkt navn ny vare	Beskrivelse	Varenr.
Kit for lav montering af bryststøtte til Mustang	Inkl. kort centerstang og T-profiler for Mustang str. 1+2	31869800-KIT
Gælder fra		Uge 50, 2023