

Produktinformation

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

etac®

R82 Crocodile – Holder til håndbremse, monteres på underarmsstøtterne

Samtidig brug af håndbremsen og underarmsstøtten på Crocodile er nu mulig takket være dette nye kit. Kitten, som fås i forskellige størrelser, består af 2 stk. aluminiumsgreb med gummi, hvor gummi er tilpasset for at muliggøre monteringen af håndbremsen.

Kittene fås i tre størrelser og hvor nødvendigt medfølger længere kabler, så håndbremsen passer til størrelsen på gangstativet og længden af underarmsstøtterne.



Produkt navn ny vare	Beskrivelse	Varenr.
Holder til håndbremse str. S	Passer til Crocodile str. 1	3186874-1
Holder til håndbremse str. M	Passer til Crocodile str. 2	3186874-2
Holder til håndbremse str. L	Passer til Crocodile str. 3	3186874-3
Gælder fra		Uge 2, 2024