

Produktinformation

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

etac®

R82 Meerkat – Gænge til sideværts bevægelse

Med den nye gænge til sideværts bevægelse er det nu muligt at vippe til siderne i Meerkat og ikke kun frem og tilbage. Dette giver børn med forsinket udvikling og forskellige typer funktionsnedsættelser mulighed for at tilpasse sig til den stående stilling og øve deres dynamiske posturale kontrol.

Gænge til sideværts bevægelse giver mulighed for at skifte vægten fra det ene ben til det andet ved at vippe til siderne. Vægtfordelingen mellem benene vil flytte sig mod den side barnet vipper til. Vægtforskydningen mellem venstre og højre vil være anderledes med gængen til sideværts bevægelse sammenlignet med gængen, der bevæger sig frem og tilbage.

Den nye gænge for sideværts bevægelse er en tilbehørsdel til den eksisterende gænge og fås i størrelse 1 og 2. For at montere den på Meerkat kræves den eksisterende gænge.



Gænge til sideværts bevægelse

Produkt navn ny vare	Beskrivelse	Varenr.
Gænge sideværts Meerkat str. 1	Passer til Meerkat str. 1	31869488-1
Gænge sideværts Meerkat str. 2	Passer til Meerkat str. 2+3	31869488-2
Gælder fra		Uge 4, 2024