

# Produktinformation



Nyt produkt



Erstatter produkt



Supplement til eksisterende produkt



Udgår




## Immedia LeanOnMe - En ny serie unikke positioneringspuder

Vi er glade for at kunne lancere vores nye serie af positioneringspuder - LeanOnMe. Immedia LeanOnMe er en bred vifte af unikke positioneringspuder til mange formål, der er produceret med tanke på vores miljøaftryk og ønske om at reducere spild.

Den bedste position er altid den næste. Dette gør positionering af en sengeliggende person til en vigtig opgave, især hvis personen ikke er i stand til at udføre mikro- og makrobevægelser på egen hånd. Med den rette positionering kan personen slappe af og opleve færre problemer, fx trykskader, smerter og ubehag, stress og uro.

LeanOnMe produktsortimentet består af en række positioneringspuder i forskellige former og størrelser. Puderne er lavet af slidstærke og naturlige organiske materialer, hvilket gør dem meget behagelige at støtte sig mod, selv for personer med sart hud. De er også meget støjsvage og kan bruges af personer med følsom hørelse.

Alle puder har en inderpude med et vandtæt soft-touch tekstilbetræk eller et hygiejnebetræk, STANDARD 100 af OEKO-TEX® certificeret.



# Produktinformation

Nyt produkt |  Erstatte produkt |  Supplement til eksisterende produkt |  Udgår


etac®

## Hvordan benyttes Immedia LeanOnMe positioneringspuder

- Ved tryk - Aflastende og forebyggende
- Ved spasticitet og kontrakturer - Muskelafslappende og forebyggende
- Ved åndedrætsbesvær - Øget ventilation
- Ved angst og agitation - Øget ro, tryghed og afslapning.

## Immedia LeanOnMe positioneringspuder - Med blød og hudvenlig overflade

- STANDARD 100 af OEKO-TEX® certificeret
- Regulerer temperaturen
- Med barriere mod støvmider, væggelus, bakterier og svampe
- Vandtæt og åndbart materiale
- Betræk forbliver blødt og elastisk, selv efter gentagende vask.



### Materiale

Pude: 50% bomuld, 50%polyester

Fyld: granulated residual polyurethane foam, EPP (Expanded Polypropylene) beans.

Soft-touch/hygijne betræk: 75% Lyocell (Tencel™ + Smartcel™ sensitive), 25% Modal (Tencel™). 100% polyester fyld og polyurethan membran.

### Vaskeinstruktioner



Maskinvask ved max. 80°C. Tumblerørres ved lav temperatur max. 60°C. Benyt ikke opløsningsmiddel eller blegemiddel. Må ikke stryges. Adskil pude og betræk inden vask.

# Produktinformation

Nyt produkt |  Erstatte produkt |  Supplement til eksisterende produkt |  Udgår

etac®

Produkt navn ny vare	Nyt Art. Nr.	Nyt HMI-nr.	Produkt navn udgået vare	Udgået Art.nr.	Udgået HMI-nr.
LeanOnMe Mini + Betræk Soft	IM15100	129609	Rhombo-med rhombi" støttepude"	3546900	51491
			Universalpude RHOMBO-FILL	3532804	
LeanOnMe Basic XS +Betræk Soft	IM15101	129657	Rhombo-med lejringspude 30x40	3540206	17863
LeanOnMe Basic S + Betræk Soft	IM15102	129660			
LeanOnMe Basic M + Betræk Soft	IM15103	129663			
LeanOnMe Basic L + Betræk Soft	IM15104	129666	Rhombo-med Lejringspude	3540205	28149
			Rhombo-fill universalpude 25x8	3532805	28148
LeanOnMe Basic LW +Betræk Soft	IM15105	129669			
LeanOnMe Basic XL +Betræk Soft	IM15106	129627	Rhombo-fill universalpude 45x8	3532823	15128
LeanOnMe Wing + Betræk Soft	IM15107	129621	Rhombo-med rygstøttepude	3541937	17931
LeanOnMe Channel +Betræk Soft	IM15108	129615	Rhombo-med multipude 75x75	3543077	42987
LeanOnMe Ring S + Betræk Soft	IM15110	129645	Rhombo-fill nakkepude ø 40	3532586	12324
LeanOnMe Ring M + Betræk Soft	IM15111	129648			
LeanOnMe Roll S + Betræk Soft	IM15112	129633	Rhombo-med lejringsrulle 20x10	3546100	61852
LeanOnMe Roll L + Betræk Soft	IM15113	129636	Rhombo-med lejringsrulle 20x22	3546200	42985
LeanOnMe Mini +Betræk Hygiejne	IM16100	129612	Rhombo-med rhombi" støttepude"	3546900	51491
			Universalpude RHOMBO-FILL	3532804	
LeanOnMe Basic XS +Betræk Hyg.	IM16101	129672	Rhombo-med lejringspude 30x40	3540206	17863
LeanOnMe Basic S +Betræk Hyg.	IM16102	129675			
LeanOnMe Basic M +Betræk Hyg.	IM16103	129679			
LeanOnMe Basic L +Betræk Hyg.	IM16104	129682	Rhombo-med Lejringspude	3540205	28149
			Rhombo-fill universalpude 25x8	3532805	28148
LeanOnMe Basic LW +Betræk Hyg.	IM16105	129685			
LeanOnMe Basic XL +Betræk Hyg.	IM16106	129630	Rhombo-fill universalpude 45x8	3532823	15128
LeanOnMe Wing +Betræk Hygiejne	IM16107	129624	Rhombo-med rygstøttepude	3541937	17931
LeanOnMe Channel + Betræk Hyg.	IM16108	129618	Rhombo-med multipude 75x75	3543077	42987
LeanOnMe Ring S + Betræk Hyg.	IM16110	129651	Rhombo-fill nakkepude ø 40	3532586	12324
LeanOnMe Ring M + Betræk Hyg.	IM16111	129654			
LeanOnMe Roll M + Betræk Hyg.	IM16112	129639	Rhombo-med lejringsrulle 20x10	3546100	61852
LeanOnMe Roll L + Betræk Hyg.	IM16113	129642	Rhombo-med lejringsrulle 20x22	3546200	42985
LeanOnMe Bag	IM120015				
<b>Gælder fra</b>				uge 13.2022	

# Produktinformation

Nyt produkt |  Erstatte produkt |  Supplement til eksisterende produkt |  Udgår



Udgår også:

Produkt navn ny vare	Nyt Art.nr.	Nyt HMI-nr.	Produkt navn udgået vare	Udgået Art.nr.	Udgået HMI-nr.
			Rhombo-med lejringspude 45x90	3540275	17929
			Rhombo-med lejringspude m/side	3542876	17930
			Venepude RHOMBO-MED 70*55*17	3544150	17680
			Rhombo-med lejringsrulle 12x14	3546500	62378
			Rhombo-med lejringspude 20x30	3540202	62379
<b>Gælder fra</b>				uge 13.2022	

Produkt navn ny vare	Nyt Art. Nr.	Nyt HMI-nr.	Produkt navn udgående vare	Udgået Art. Nr.	Udgående HMI Nr.
Soft-Touch Betræk til IM15100	IM10500		Skånebetræk bomuld til ly46.90	3551901	
Soft-Touch Betræk til IM15101	IM10501		Skånebetræk bomuld til ly40.20	3551006	
Soft-Touch Betræk til IM15102	IM10502				
Soft-Touch Betræk til IM15103	IM10503				
Soft-Touch Betræk til IM15104	IM10504		Skånebetræk bom til ly40.205	3551005	
Soft-Touch Betræk til IM15105	IM10505				
Soft-Touch Betræk til IM15106	IM10506				
Soft-Touch Betræk til IM15107	IM10507		Skånebetræk bomuld til ly32.82	3551023	
Soft-Touch Betræk til IM15108	IM10508		Skånebetræk bom til ly43.077	3551077	
Soft-Touch Betræk til IM15110	IM10510		Skånebetræk bomuld til ly32.58	3551086	
Soft-Touch Betræk til IM15111	IM10511		Skånebetræk bomuld til ly46.10	3551101	
Soft-Touch Betræk til IM15112	IM10512		Skånebetræk bom t/lejr.rulle	3551201	
Soft-Touch Betræk til IM15113	IM10513		Hygiejnebetræk til ly46.900	3559901	
Hygiejne Betræk til IM16100	IM10600		Hygiejnebetræk til ly40.206	3559006	
Hygiejne Betræk til IM16101	IM10601				
Hygiejne Betræk til IM16102	IM10602				
Hygiejne Betræk til IM16103	IM10603				
Hygiejne Betræk til IM16104	IM10604		Hygiejnebetræk flame resistant	3552005	
Hygiejne Betræk til IM16105	IM10605				
Hygiejne Betræk til IM16106	IM10606				
Hygiejne Betræk til IM16107	IM10607		Hygiejnebetræk til ly32.823	3559023	
Hygiejne Betræk til IM16108	IM10608		Betræk til multipude 75 x 75	3559077	
Hygiejne Betræk til IM16110	IM10610		Hygiejnebetræk til ly32.586	3559086	
Hygiejne Betræk til IM16111	IM10611				
Hygiejne Betræk til IM16112	IM10612		Hygiejnebetræk til ly46.100	3559101	
Hygiejne Betræk til IM16113	IM10613		Hygiejnebetræk til lejringsrulle	3559201	
<b>Gælder fra</b>				uge 13.2022	