

Produktinformation

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

etac[®]

Molift Air 500 - Til enkel og komfortabel løft/forflytning af bariatriske brugere (løftekapacitet 500 kg).

Molift Air 500 har et smukt design og er fremstillet af nøje udvalgte materialer. Løsningen er bygget op omkring én motorenhed og én løftestrop. Det gør enheden meget kompakt, så den passer perfekt ind i miljøet.

Molift Air 500 er en loftlift til brugere, der vejer op til 500 kg.

- Enestående løftekapacitet i én løftestrop
- 3 meter løftestrop som standard, giver mulighed for løft fra gulv
- Soft Start/Stop funktion
- Brugervenligt design
- Lav egenvægt
- Quickrelease mellem løbekat og motor.



Produktnavn	Beskrivelse	Art. Nr.	HMI Nr.
Molift Air 500 Løbekat Air Type 500	Løftekapacitet 500 kg	M26500 2520031	129404
Gælder fra			uge 6.2022