

Produktinformation

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

Molift UnoSling - SPU ("Single Patient Use") sortiment udvides

Siden 2018 har vi solgt SPU ("Single Patient Use") sejlet UnoSling HighBack. Grundet den store succes har vi valgt at udvide sortimentet med en stå/gå-vest (UnoSling Ambulating Vest), et toilet sejl (UnoSling Toilet), et løftebånd (UnoSling LimbLift), et repositioneringslagen (UnoSling Repositioning Sheet) samt et ståsejl til aktive løft (UnoSling StandUp).

Molift UnoSling Ambulating Vest

UnoSling Ambulating Vest, benyttes til sikre genoptræningsaktiviteter, såsom gangtræning, gang og balancetræning. Den er ideel til tidlig mobilisering, og kan for eksempel bruges til at gå på toilettet eller kørestol for at aktivere patienten. Sejlet kan benyttes med et 2-punkts løfteåg og leveres med lyskestrapper, der kan benyttes for ekstra sikkerhed.

Sejlet er foret med non-slip materiale, er udstyret med en farvet label, der indikerer størrelse, samt en centermarkering, der gør applikation af sejl nemmere.



Molift UnoSling Ambulating Vest

Produktnavn	Beskrivelse	Varenr.	HMI nr.
UnoSling Ambulating Vest str. S	SWL 350 kg, 5 stk pr. pakke	3070020	133842
UnoSling Ambulating Vest str. M	SWL 350 kg, 5 stk pr. pakke	3070030	133845
UnoSling Ambulating Vest str. L	SWL 350 kg, 5 stk pr. pakke	3070040	133848
UnoSling Ambulating Vest str. XL	SWL 350 kg, 5 stk pr. pakke	3070050	133851
Gælder fra			Uge 20, 2023

Produktinformation

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

Molift UnoSling Toilet

UnoSling Toilet har en lav ryg og en stor åbning mellem benstøtterne for at lette af- og påklædning i forbindelse med toiletbesøg. Sejlet har et bælte med antiskrid, som giver øget sikkerhed under løftet. Desuden er hele sejlet foret med non-slip materiale, er udstyret med en farvet label, der indikerer størrelse, samt en centermarkering, der gør applikation nemmere.



Molift UnoSling Toilet.

Produktnavn	Beskrivelse	Varenr.	HMI nr.
UnoSling Toilet str. S	SWL 350 kg, 5 stk pr. pakke	3090020	133866
UnoSling Toilet str. M	SWL 350 kg, 5 stk pr. pakke	3090030	133869
UnoSling Toilet str. L	SWL 350 kg, 5 stk pr. pakke	3090040	133872
UnoSling Toilet str. XL	SWL 350 kg, 5 stk pr. pakke	3090050	133875
Gælder fra		Uge 20, 2023	

Produktinformation

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

Molift UnoSling LimbLift

UnoSling LimbLift er et løftebånd, der er designet til midlertidigt at løfte en kropsdel, for eksempel ved undersøgelse, sårpleje, påklædning, afklædning osv. LimbLift er udstyret med en applikationslomme, der gør det nemmere at placere båndet eksempelvis under brugers ben.



Molift UnoSling LimbLift

Produktnavn	Beskrivelse	Varenr.	HMI nr.
UnoSling LimbLift standard	SWL 200 kg, 10 stk pr. pakke	3100020	133878
UnoSling LimbLift bred	SWL 200 kg, 10 stk pr. pakke	3100030	133881
Gælder fra			Uge 20, 2023

Produktinformation

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår |

Molift UnoSling Repositioning Sheet

UnoSling Repositioning Sheet er et repositioneringslaget i fuld længde. Det er velegnet til omplacering i sengen og forflytninger mellem liggende overflader. Ideel til f.eks. at vende sengebundne brugere, placere brugere højere i sengen eller til bariatrisk behandling. Lagenet er udstyret med 5 løftestropper per side, med farvekodede løkker. Løftestropen i fodenden har en ekstra løkke for at sikre, at den kan nå løfteåget.



Molift UnoSling Repositioning Sheet

Produktnavn	Beskrivelse	Varenr.	HMI nr.
UnoSling Repositioning Sheet	SWL 500 kg, 10 stk pr. pakke	3200020	133884
Gælder fra			Uge 20, 2023

Produktinformation

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår |

Molift UnoSling StandUp

UnoSling StandUp er et sit-to-stand sejl til aktiv forflytning. Sejlet kan benyttes med en 2-punkts løftearm med loops. Sejlet har desuden ekstra polstring under armhuler for at sikre komforten.



Molift UnoSling StandUp, ståsejl

Produktnavn	Beskrivelse	Varenr.	HMI nr.
UnoSling StandUp str. S	SWL 350 kg, 5 stk pr. pakke	3080020	133854
UnoSling StandUp str. M	SWL 350 kg, 5 stk pr. pakke	3080030	133857
UnoSling StandUp str. L	SWL 350 kg, 5 stk pr. pakke	3080040	133860
UnoSling StandUp str. XL	SWL 350 kg, 5 stk pr. pakke	3080050	133863
Gælder fra			Uge 20, 2023