

# PI – Produktinformation

## Etac Swift nye kliklåse

Vi opdaterer kliklåsene på arm- og ryglæn til Swift badetaburet/-stol, Swift fritstående toiletstol og Swift fritstående toiletforhøjer. Der er lavet en opdatering for at gøre det lettere at afmontere armlæn og rygstøtte på de tre produkter.

Der er ikke lavet ændringer på sædet, hvilket indebærer, at den nye version også passer på eksisterende produkter på markedet. Det er en løbende opdatering af hovedproduktet, derfor beholder hovedproduktet (Swift badestol/-taburet) sine varenumre. Tilbehøret får dog nye varenumre for at kunne adskille nye og tidligere versioner.



### Tidligere version af kliklås på armlæn og rygstøtte

Kortere kliklås på armlæn og rygstøtte udgår.



### Ny version af kliklås på armlæn- og rygstøtte

Længere kliklås gør det nemmere at skille delene ad.



### Nyt udseende på kliklåsene

Designet på kliklåsene er ændret, så delene er lettere at skille ad. Kliklåsene er gjort længere, så det er nemmere at klemme dem sammen og tage delene af.

Produkt	Udgået varenr.	Nyt varenummer
Rygstøtte Swift grå	84005069	84006181
Rygstøtte Swift fritstående toiletstol og toiletforhøjer	84005069	84006181
Rygstøtte Swift fritstående toiletstol og toiletforhøjer	84005069	
Rygstøtte Swift grøn	81701120	84006182
Armlæn Swift grå par	84005074	84006184
Armlæn Swift grøn par	81701110	84006185

Gælder fra uge 48 2019

Ved spørgsmål kontakt din konsulent  
eller Intern salg på:  
info@etac.com  
tlf. +45 79 68 58 33

**etac**®