

Produktinformation

Nyt produkt | Erstatte produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

etac®

Etac Swift Mobil-2 - Ny variant med opret ryg

Vi lancerer nu en ny Swift Mobil-2 model, med en ryg, der er udformet for bedre pasform over væghængte toiletter.

Etac Swift Mobil-2 er yderst velegnet til brug over almindelige toiletter, men ved visse typer af væghængte toiletter bliver toiletstolen placeret for langt fremme i forhold til toilettets åbning idet ryggen/kørebøjlen går mod væggen. Med den nye Swift Mobil-2 model med opret ryg, kommer stolen 7 cm tættere på væggen, og passer dermed perfekt over væghængte toiletter.

Udover en helt ny Swift-Mobil-2 model, lanceres den oprette ryg også som tilbehør. Den kan dog ikke benyttes på Swift Mobil Tilt-2.



Swift Mobil-2 med standard ryg



Swift Mobil-2 med opret ryg



Swift Mobil-2 med opret ryg placeret over væghængt toilet

Produkt navn vare	Beskrivelse	Varenr.	HMI nr.
Swift Mobil-2 med opret ryg	Inklusiv opklappelige fodstøtter 80209446 samt bækenholder.	80229489	135042
Opret ryg til Swift Mobil-2	Tilbehør.	80209529	-
Gælder fra			Uge 4 2023