


Produktinformation

Nyt produkt |
 Erstatter produkt |
 Supplement til eksisterende produkt |
 Udgår |

Etac My-Loo fastmonteret toiletforhøjer - Monteringssæt med kortere skruer

For at gøre det muligt at montere My-Loo på et toilet, hvor pladsen er begrænset i forhold til vores standard monteringsæt, tilbyder vi nu dette alternative monteringsæt med korte skruer. Sættet indeholder monteringsæt inklusive kortere skruer, vingemøtrikker, metal møtrikker og medfølgende spændeskiver. Skruerne er 95 mm lange, hvilket er 40 mm kortere end standardskruerne.



Monteringsæt med korte skruer



Monteringsættet består af

Produktnavn	Beskrivelse	Varenr.
Monteringsæt My-Loo	95 mm	80301053
Gælder fra		Uge 10, 2023