

etac[®]

Creating Possibilities



etac[®]

Hilfen für Bad & WC

Qualität und Design aus Skandinavien

Die Etac Gruppe

Mit Hauptsitz in Stockholm, Schweden, ist die Etac Gruppe weltweit Vorreiter von ergonomischen Produkten, die Menschen mit eingeschränkter Mobilität unterstützen. Stärke und Wettbewerbsvorteil basieren auf unserer bewährten Synergie aus zukunftsweisender Produktgestaltung, exzellentem Service und einem echten Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden und Nutzer.

Seit mehr als 50 Jahren

Die Etac Gruppe entwickelt ein preisgekröntes Produkt-Portfolio mit seinen Marken: Etac (Bad, Toilette, Alltagshilfen und Rollstühlen), Immedia (Manueller Transfer), Molift (Lifter und Gurte), Star (Anti-Dekubitus), Convaid und R82 (Pädiatrie). 1973 gegründet und im Besitz von Nordstjernan, einem nicht börsennotierten Familienunternehmen im Investment-Bereich, hat die Etac Gruppe derzeit einen Umsatz von rund 150 Mio. € und beschäftigt ein 800-köpfiges Team von talentierten Spezialisten weltweit.

Möglichkeiten schaffen

Seit mehr als vierzig Jahren hat die Etac Gruppe Produkte und Dienstleistungen entwickelt, die Benutzern und Pflegern neue Möglichkeiten eröffnen. Heute umfasst unsere breite Palette Lösungen für Mobilität mit manuellen Rollstühlen, hochentwickelten Dekubitus-Schutz, innovative Produkte für Bad und Toilette, Lösungen für manuelle Patiententransfers und Hilfsmittel für den Alltag. Außerdem bieten wir auf dem Gebiet der Pädiatrie Lösungen für höchste Ansprüche.



Reddot



Good Design
Award



Excellent Swedish
Design



Award for Design
Excellence



Neue Maßstäbe

Alle unsere Produkte haben eines gemeinsam – sie sind das Beste in Bezug auf Qualität, Einfachheit, Funktionalität, Zuverlässigkeit und Design, was der Markt zu bieten hat. Unsere Produkte werden in enger Zusammenarbeit mit Reha-Profis, Industriedesignern und Anwendern entwickelt. Dies hat zu ergonomischem Design und Qualität geführt, die ihresgleichen auf dem Markt sucht.

Innovationen für die Zukunft

Unser Antrieb ist, dass jeder in der Lage sein soll, ein freies, selbständiges Leben zu führen und seine Träume verfolgt ungeachtet physischer Gegebenheiten. Wir werden auch weiterhin auf innovatives skandinavisches Design und Qualität setzen, um Möglichkeiten für Erwachsene, Kinder und Pflegekräfte zu entwickeln.

Unsere Marken

 **etac**[®]

Mobilitätshilfen, Bad- und Alltagshilfen

 **R82**[®]

Pädiatrisches Sitzen, Gehen, Stehen,
Bad- und Transporthilfsmittel

 **Convaid**

Sitz- und Transporthilfsmittel für Kinder

 **molift**[®]

Lifter, Gurte und Transferhilfsmittel

 **immedia**

Manuelle Transferhilfsmittel

 **STAR**

Anti-Dekubitus-Hilfsmittel

www.etac.de



Etac Relax Duschklappsitze

Skandinavisches und funktionelles Design.

Den Relax gibt es in zwei Farben und vier verschiedenen Varianten, die alle entwickelt wurden, um speziell für Sie Möglichkeiten zu eröffnen. Auf Wunsch kann der Relax auch nachträglich noch mit Stützbeinen und Rückenpolster ergänzt werden.



- Kompakt und benutzerfreundlich
- Leichte Reinigung
- Schnelle Wandmontage mit nur drei Schrauben
- Funktional geformter Sitz ermöglicht viele Sitzpositionen
- Armlehnen mit weicher, rutschfester Oberfläche
- Wärmereflektierendes Rückenpolster

Relax Duschklappsitz – ein Premiumprodukt für Ihr Bad.
Das bis ins kleinste Detail durchdachte Design bietet Ihnen ein Maximum an Sicherheit und Komfort.



HMV

Relax Duschkappsitz (alle Modelle)

04.40.03.0037

Modellübersicht

1. Relax mit Komplettausstattung
2. Relax Standard
3. Relax mit Armlehnen
4. Relax mit Stützbeinen
5. Relax mit Armlehnen und Stützbeinen

Maße

Breite ohne Armlehnen:	400 mm
Breite mit Armlehnen:	530 mm
Tiefe hoch/heruntergeklappt:	80 mm*/ 450 mm

*ohne Armlehnen und Stützbeinen

Max. Belastbarkeit:	ohne Stützbeine bis zu 125 kg mit Stützbeinen bis zu 150 kg
---------------------	--



Etac Flex Haltegriffe

Flexibles und modulares Haltegriffsystem.

Der Flex Haltegriff ist die perfekte Wahl für diejenigen, die im Bad ein wenig zusätzliche Unterstützung benötigen. Dank seines flexiblen, modularen Aufbaus ist es einfach, den Griff so zu justieren, dass beides unterstützt wird – Ihr Bedürfnis nach Sicherheit und der Wunsch nach Ästhetik. Das originalskandinavische Design fügt sich harmonisch in jedes Badezimmer ein. Sie können zwischen zwei Farben wählen – weiß und grau.



Einfach anzupassen

Das modulare System lässt sich einfach in der Länge und der Form zusammensetzen, die zu Ihnen und Ihrem Badezimmer passt.



Eröffnet Möglichkeiten

Setzen Sie beliebig viele Haltegriffe zusammen und bestimmen selbst, welche Winkel Sie benötigen. Das eröffnet vielfältige Möglichkeiten.



Flex bietet eine große Anzahl an Positionierungsmöglichkeiten, wenn die Haltegriffe miteinander verbunden werden. Wählen Sie den Winkel zwischen -90° und $+90^\circ$, den Sie benötigen, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.



Sicherer Griff

Die durchdachte Form und die Oberfläche der Haltegriffe sorgen auch dann für einen sicheren Halt, wenn die Hände feucht sind.



Zwei Befestigungsmöglichkeiten

Zum Schrauben oder Kleben. Letzteres ist perfekt geeignet, wenn Sie im Badezimmer keine Löcher bohren möchten.



Etac Rex Stützklappgriffe

Für ein modernes und stilvolles Ambiente.

Der Rex ist ein stabiler und sicherer Stützklappgriff für maximale Sicherheit rund um die Toilette. Aufgrund des intelligenten Designs braucht der Stützklappgriff in senkrechter Stellung nur sehr wenig Platz. Er liegt eng an der Wand an und gibt Ihnen Bewegungsfreiheit.



Rex gibt es in drei verschiedenen Längen und kann mit oder ohne Stützbein bestellt werden.



Komfortabler Griff

Die dreieckige Form des Stützklappgriffs sorgt für einen ergonomischen und natürlichen Halt.



Stabil und sicher

Die hohe Qualität von Material und Konstruktion geben Sicherheit, wenn man sie am meisten braucht. Rex gibt es auch mit Stützbein.



HMV

Rex Stützklappgriff, 600 mm	04.40.05.1231
Rex Stützklappgriff, 700 mm	04.40.05.1232
Rex Stützklappgriff, 700 mm, mit Stützbein	04.40.05.1233
Rex Stützklappgriff, 850 mm	04.40.05.1234
Rex Stützklappgriff, 850 mm, mit Stützbein	04.40.05.1235



Einfach zu reinigen

Mit seinen klaren, glatten Flächen ist der Stützklappgriff sowohl formschön, als auch einfach zu reinigen.



Kompakt und leicht

Der Stützklappgriff benötigt in senkrechter Stellung nur wenig Platz. Aufgrund der gewinkelten Form ist er einfach zu erreichen, lässt sich leicht greifen und herunterklappen.



Etac Duschhocker

Sichere Duschhocker für jeden Bedarf.

- Sicher, kompakt und platzsparend
- Montage ohne Werkzeug
- Einfach zu reinigen
- Spezielle GummifüÙe geben sicheren Halt



Easy Duschhocker

- Gewicht: 2,9 kg
- Gewicht Softsitz: 0,1 kg
- Gewicht Drehsitz: 0,2 kg
- Sitzfläche: ø 400 mm
- Sitzhöhe: 420–570 mm
- Bis 150 kg belastbar
- Bis 200 kg belastbar (erhältlich ab Q2/2021)

Farben:



grau



eisblau



weiss



Easy mit Drehsitz
(nur in grau erhältlich)

Easy mit Softsitz
(Softsitz = Zubehör)



Smart Duschocker

Skandinavisches und funktionelles Design.

- Gewicht: 3,2 kg
- Gewicht Softsitz: 0,1 kg
- Gewicht Drehsitz: 0,2 kg
- Sitzfläche: 430 x 380 mm
- Sitzhöhe: 420–570 mm / Smart niedrig: 345–420 mm
- Bis 150 kg belastbar
- Bis 200 kg belastbar (erhältlich ab Q2/2021)

Farben:



grau



eisblau



weiss



Smart mit Drehsitz
(nur in grau erhältlich)



Smart
niedrig

Smart mit Softsitz
(Softsitz = Zubehör)

Edge Duschhocker

Der Platzsparende fürs Bad.

- Gewicht: 2,6 kg
- Gewicht Edge niedrig: 2,0 kg
- Gewicht Softsitz: 0,1 kg
- Sitzbreite: 450 mm
- Sitzhöhe: 420–570 mm / Edge niedrig: 345–420 mm
- Bis 130 kg belastbar

Farben:



Edge niedrig

Edge mit Softsitz
(Softsitz = Zubehör)



Etac Swift Duschstuhl

Individuell angepasst.

Durch das modulare Baukasten-Prinzip sind die Rücken- und Armlehnen einzeln abnehmbar. Daher kann der Swift individuell an unterschiedliche Bedürfnisse angepasst werden.

- Sitzhöhen zwischen 440 und 590 mm einstellbar
- Strukturierte Sitzfläche bietet sicheren Halt
- Einfache Montage ohne Werkzeug
- Spezielle GummifüÙe geben selbst auf unebenen Böden sicheren Halt
- Einfach zu reinigen
- Geringes Gewicht: 3,1 bis 4,7 kg
- Belastbar bis: Grau/Eisblau: 130 kg, Weiß/Lagoongrün: 160 kg

Seifenschale, Softsitz und -rücken sind als Zubehör erhältlich.



Swift Duschocker mit Armlehnen

Swift Duschstuhl mit Arm- und Rückenlehne



Swift Duschocker



Swift Duschocker, niedrig



Swift Duschkocker, mit Armlehne
Swift Duschstuhl, mit Arm- und Rückenlehne

04.40.03.1006
04.40.03.2007



Die strukturierte Oberfläche sorgt für Sicherheit und Stabilität.



Einfache Montage, ohne Werkzeug.

Farben Swift:



weiß



grau



eisblau



lagoongrün



Safe Pro Stützgriffe

Der hochglanzpolierte Stützgriff ist die optimale Alternative zum Safe Pro Stützklappgriff. Er bietet die gleiche Sicherheit wie ein Stützklappgriff, kann aber nicht hochgeklappt werden, ist dafür aber preiswerter. Außerdem kann er als Handtuchhalter genutzt werden.



- Edelstahl Rostfrei
- Hochglanzpoliert
- Neues und schlichtes Design
- Befestigungsmaterial inklusive (Bauvorschriften beachten)
- Verdeckte Befestigungen
- Bis 120 kg belastbar
- Erhältlich in den Längen 600 und 700 mm



Safe Pro Duschklapsitz

Der neue formschöne Edelstahl-Duschklapsitz mit einer Sitzfläche aus einem hautfreundlichen Kunststoff bietet Sicherheit und Komfort beim Duschen. Wenn er nicht benötigt wird, wird er einfach hochgeklappt und ist stets zur Verfügung, wenn er benötigt wird. Die leicht konturierte Sitzmulde mit Ablaufloch ermöglicht ein sicheres und komfortables Sitzen.



- Modernes Design
- Edelstahl Rostfrei
- Bis 200 kg belastbar
- Sitzfläche: 400 x 400 mm / Ausladung: 500 mm






Safe Pro Haltegriffe

Durch seine schlankere Form und die nochmals verkleinerte Rosette wirkt der Griff noch dezenter. Trotzdem sind die Griffe bis 150 kg belastbar. Der neue Safe Pro steht in nichts weitaus teureren Kunststoffgriffen nach.



Safe Pro Haltegriffe sind auch als Sonderanfertigungen erhältlich. www.etac.de



- Neuartige Befestigungstechnik
- Bis 150 kg belastbar
- Kleinere Kunststoffrosette
- Schrauben sind nicht sichtbar
- Keine Gummidichtung



Safe Pro Duschhandläufe

Eine weitere Neuheit ist der Safe Pro Duschhandlauf. Er ist mit der gleichen Befestigungstechnik ausgestattet, wie die Safe Pro Haltegriffe. Zusätzlich ist er mit einem formschönen, höhenverstellbaren Brausehalter ausgestattet. Der Safe Pro Gitterkorb ist als Zubehör erhältlich.

Safe Pro Duschhandläufe sind auch als Sonderanfertigungen erhältlich. www.etac.de

- Inkl. Brausehalter
- Ausführungen links und rechts
- Neuartige Befestigungstechnik
- Unterstützender Halt
- Auch bis 150 kg belastbar






Safe Pro Vorhangstangen

Zur Abrundung des Programms haben wir Vorhangstangen in unterschiedlichen Längen und Formen mit ins Programm aufgenommen. Auf Grund des modularen Aufbaus, können die Brausestangen vor Ort in der Länge angepasst werden. Der Safe Pro Duschkvorhang ist als Zubehör erhältlich.



- Barrierefreier Ausbau des Badezimmers
- Mit dem übrigen Etac Programm kombinierbar
- Neutrales Design
- Längenanpassung durch modularen Aufbau



Safe Pro Stützklappgriffe

Das neue Design des Safe Pro Stützklappgriffes macht ihn zu einem richtigen Hingucker. Am äußersten vorderen Punkt hält selbst der Griff mit 850 mm Länge einer Belastung von 150 kg stand.




- Edelstahl Rostfrei
- Befestigungsmaterial inklusive (Bauvorschriften beachten)
- Toilettenpapierhalter mit Blattstopper als Zubehör
- Verdeckte Befestigungen





Etac Handy Haltegriffe

Stabile Haltegriffe für das Badezimmer.



- Antirutschbeschichtung bietet sicheren und festen Halt
- Zahlreiche Einsatzmöglichkeiten
- Waagerechte, senkrechte oder schräge Montage



Etac Stapel

Tritt- und Aufstiegshilfe

Die praktische Alltagshilfe für den gesamten Haushalt.



- Praktische Alltagshilfe – ob im Bad, in der Küche oder vor Schränken
- GummifüÙe gewährleisten sicheren Stand
- Gewicht: 3,0 kg
- Belastbar bis 130 kg





Etac Fresh Badewannenbrett

Das besonders sichere Badewannenbrett.

- Erhältlich in zwei Längen: 690 und 740 mm
- Verbreitertes Ende für einen einfachen Einstieg
- Gewicht: 2,1 kg (690 mm) bzw. 2,3 kg (740 mm)
- Leicht zu montieren
- Einstellbare, robuste Sicherungsstopfen mit rutschfesten Flächen
- Handgriff serienmäßig

Bis 150 kg belastbar



Fresh Badewannenbrett, 690 mm, mit Handgriff 04.40.02.0013
Fresh Badewannenbrett, 740 mm, mit Handgriff 04.40.02.0014







Etac Beauty Serie

Die Waschhilfen der Beauty Serie verhelfen bei eingeschränkter Hand-, Arm- und Schulterfunktion zu mehr Selbstständigkeit während der Körperpflege. Muskeln und Gelenke werden durch die intelligente Form nur minimal belastet. Diese Produkte vereinen Funktionalität mit schönem Design.

Beauty Körperschwamm

- Kann für den gesamten Körper benutzt werden
- Abnehmbarer Waschlappen
- Gebogene Form schont Gelenke der Hände, Arme und Schultern
- Der Waschlappen ist aus speziellem Material:
 - effektive Reinigung ohne Wasserabsorption



Beauty Rückenschwamm

- Optimale Erreichbarkeit des gesamten Rückens
- Abnehmbarer Waschlappen
- Gebogene Form schont Gelenke der Hände, Arme und Schultern
- Der Waschlappen ist aus speziellem Material:
 - effektive Reinigung ohne Wasserabsorption



Beauty Haarwaschbürste

- Verlängert den Arm und ersetzt die Finger während des Shampooierens
- Während der Reinigung der Haare wird die Kopfhaut sanft massiert



Beauty Kamm/Bürste

- Der Kamm bzw. Bürstenkopf ist gebogen und passt sich der Kopfform an
- Der Stiel kann dicht am Körper gehalten werden, ohne Kraft oder Reichweite einzubüßen
- In zwei Längen erhältlich:
Kamm: 300 bzw. 370 mm / Bürste: 290 bzw. 370 mm





Beauty Universalhalter

Ob Nagelfeile, Zahnbürste oder Rasierer – diese Artikel sind mit schwachen und steifen Fingern nur schwer zu handhaben. Dieser Universalhalter liegt daher in der ganzen Hand und erleichtert deren Gebrauch.

- Liegt in der ganzen Hand – optimal bei schwachen oder steifen Fingern
- Universell einsetzbar: Nagelfeile, Zahnbürste, Rasierer, etc.





Auch im Beauty Set enthalten

Bestehend aus Körperschwamm, Kamm und Universalhalter.





Etac Swift Toilettenstuhl

Alles inklusive.



- Sitzhöhen zwischen 420 und 570 mm einstellbar
- Becken kann nach oben herausgenommen werden
- Einfache Montage ohne Werkzeug
- Spezielle GummifüÙe geben sicheren Halt
- Belastbar bis 160 kg
- Erhältlich mit oder ohne Softrücken und Softsitz

Die Lieferung erfolgt in einem flachen, platzsparenden Karton inklusive Becken.

Etac Swift Toilettenstützgestell

Einfache Handhabung.



- Sitzhöhen zwischen 420 und 570 mm einstellbar
- Einfache Montage ohne Werkzeug
- Spezielle Gummifüße geben sicheren Halt
- Belastbar bis 160 kg
- Großzügige Aussparung mit Spritzschutz

HMV

Swift Toilettenstützgestell

33.40.02.1022



Etac My-Loo

Toilettensitzerhöhung mit Klammern.



Einfach sauber und frisch

Die sauberen, glatten Oberflächen sind einfach mit einem weichen Tuch abzuwischen. Für eine intensive Reinigung kann man sie einfach vom WC entfernen, um dann anschließend genauso einfach wieder aufgesteckt zu werden.



Sichere, schnelle Installation

Die einfach zu befestigenden Klammern mit vielen Einstellungsmöglichkeiten und großen Reibflächen machen es leicht, die My-Loo jederzeit sicher am Toilettenporzellan fest und einfach zu montieren. Ganz ohne Schrauben.



HMV

My-Loo mit Klammern, mit/ohne Deckel, 60 mm 33.40.01.0111

My-Loo mit Klammern, mit/ohne Deckel, 100 mm 33.40.01.0112



Entwickelt für Funktion und Komfort

Die weiche Form des Sitzes bietet sicheren Halt und hohen Komfort. Eine extra große Öffnung und die großzügige Aussparung erleichtern die Körperhygiene.



Varianten

My-Loo Toilettensitzerhöhung mit Klammern ist in zwei verschiedenen Höhen erhältlich (60 und 100 mm), sowie mit oder ohne Deckel.



Etac My-Loo fest

Toilettensitzerhöhung mit extra Komfort und schneller, sicherer Installation.



Verstellbare Armlehnen

Dank einer einzigartigen, patentierten Lösung können die Armlehnen bei Bedarf schnell und einfach angepasst werden. Wählen Sie zwischen drei verschiedenen Höhen für die beste Unterstützung. Sie lassen sich ohne Einklemmrisiko auf- und abklappen.



Praktische und bequeme Nutzung

Große Aussparungen und eine extragroße Sitzöffnung sorgen für eine ausgezeichnete Zugänglichkeit. Das besondere Design der Toilettensitzerhöhung und der Armlehnen bietet viel Platz für alle Körperformen.



HMV

- My-Loo 6 cm fest mit Armlehnen: 33.40.01.2008
- My-Loo 10 cm fest mit Armlehnen: 33.40.01.2009
- My-Loo 6 cm fest ohne Armlehnen: 33.40.01.0126
- My-Loo 10 cm fest ohne Armlehnen: 33.40.01.0127



Sicher und bequem

Mit stabilen, ergonomischen Armlehnen und dem neu designten Sitz macht die My-Loo fest den Toilettenbesuch sicher und bequem für den Benutzer. Für zusätzlichen Komfort ist eine weiche Sitzauflage als Zubehör erhältlich.



Einfache, bequeme Installation

Praktische Schnellverschlussmutter ermöglichen es, die Toilettensitzerhöhung von oben zu befestigen. Sitz und Armlehnen lassen sich problemlos in ihre Halterungen einklicken, auch wenn die Toilette nahe an der Wand installiert ist.



Etac Cloo Toilettensitzerhöhung

Stabil, schön und bequem.



HMV

Cloo Toilettensitzerhöhung

33.40.01.3024

- Dreifach höhenverstellbar: 60, 100 und 140 mm
- Leichte Montage und gut zu reinigen (glatte Oberflächen)
- Neigung nach vorn möglich (erleichtert das Aufstehen)
- Die Armlehnen sind einzeln abnehm- und hochschwenkbar
- Cloo ist zur Reinigung aufrichtbar



Etac OptimaL Wandklappgriff

Moderner und funktioneller Wandklappgriff.



- Elegantes Design
- Hochklappbar und in senkrechter Stellung nah an der Wand verriegelbar





Etac Hi-Loo fest, mit Deckel

Hi-Loo sitzt durch große Gummielemente sicher auf dem WC-Becken. Bei sehr stark eingeschränkter Beweglichkeit des Benutzers können diese Gummi-Elemente für noch besseren Halt gegen einstellbare Klammern ausgetauscht werden. Die Sitzbrille kann zur Reinigung mittels Schnappverschluss leicht abgenommen werden.



HMV

Hi-Loo, fest, mit Deckel, 100 mm

33.40.01.0077

- Hochschwenkbare Armlehnen (auch ohne AL lieferbar)
- Wahlweise 60 und 100 mm Sitzhöhe
- Als Zusatzbefestigung können vorne Klammern angebracht werden

Etac Hi-Loo mit Klammern

Vier verstellbare, mit Haftgummi beschichtete Klammern ermöglichen eine Anpassung an die Rundung des WC-Beckens. Hi-Loo sitzt so fest an ihrem Platz und bietet Sicherheit beim Hinsetzen und Aufstehen. Dies wird durch die leicht nach vorne geneigte Sitzfläche unterstützt. Hi-Loo kann mit oder ohne Deckel geliefert werden. Aussparungen im vorderen und hinteren Bereich des Sitzes erleichtern die Intimpflege. Zur Reinigung kann die Toilettensitzerhöhung einfach abgenommen werden. Die einfache Form und die glatten Flächen lassen sich problemlos säubern.



Hi-Loo mit Klammern, 100 mm

33.40.01.0076

Hi-Loo mit Klammern, mit Deckel, 100 mm

33.40.01.0078

- Sichere und einfache Montage durch vier, mit Haftgummi beschichtete Klammern
- Leicht abzunehmen und zu reinigen (glatte Oberflächen)
- Optimal für die Mitnahme auf Reisen
- Aussparungen im hinteren und vorderen Sitzbereich erleichtern die Intimpflege
- Wahlweise 60 oder 100 mm Sitzhöhe
- Mit oder ohne Deckel lieferbar



Etac Supporter Armlehnen für die Toilette

Einfach austauschen.

Supporter kommt zum Einsatz, wenn eine Abstützung beim Hinsetzen und Aufstehen erforderlich ist auch dann, wenn die Hilfe nur für begrenzte Zeit benötigt wird. Supporter kann einfach gegen die normale Toilettenbrille mit Deckel ausgetauscht werden und besteht aus Sitzbrille, Deckel und hochschwenkbaren, gepolsterten Armlehnen.



- Deckel, Armlehnen und Sitzbrille im Lieferumfang enthalten
- Hochklappbare Armlehnen
- Enden der Armlehnen erhöht
- Leichte Reinigung durch glatte Oberflächen

Etac Torkel

Toilettenpapierzange

Ermöglicht Personen mit Greif- und Bewegungsproblemen eine selbstständige Intimhygiene.



- Das Material ist sterilisierbar
- Gewicht: 100 g



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

Nachdem das Toilettenpapier um die Zange gelegt wurde (Abb. 1), wird die Zange zwischen den Beinen zum After geführt und der Analbereich gereinigt (Abb. 2). Durch Druck auf den Hebel öffnet sich die Zange und das Papier fällt in das WC-Bekken (Abb. 3).



Etac Clean

Dusch- und Toilettenrollstühle


Universell, innovativ, hochwertig

Aus dem Pflegealltag sind Dusch- und Toilettenrollstühle seit langem nicht mehr wegzudenken, was nicht nur zahlreichen Pflegefachkräften zu Gute kommt. Zugleich profitieren Betroffene, die ihre Intimhygiene selbstständig durchführen können – so lange es geht.



Schlank, aber geräumig

Mit dem eleganten Design bietet Clean eine großzügige und komfortable Sitzfläche, obwohl der Stuhl puristisch und schlank ist.



Leichte Zugänglichkeit

Für einen erleichterten Zugang bei der Intimpflege ist der Stuhl nach hinten geöffnet.



Clean, höhenverstellbar



Clean 24"



Clean Komfort



- Clean, SH 490 mm, 2 arretierbare Räder
- Clean, SH 550 mm, 2 arretierbare Räder
- Clean 24"

- 18.46.01.2014
- 18.46.01.2015
- 18.46.01.0020



Passt über jede Toilette

Dank seines speziell geformten Schiebegriffs ist der Stuhl die perfekte Lösung, auch bei wandhängenden Toiletten.



Ergonomische Fußstütze

Die praktische Fußstütze hat eine sanft geschwungene Form, die den Füßen besonderen Komfort und Sicherheit bietet.

Weitere Informationen und Details zu unseren Dusch- und Toilettenrollstühlen finden Sie auf: www.etac.de



Etac Swift Mobil-2

Dusch- und Toilettenrollstühle

Für mehr Mobilität

Der Swift Mobil-2 ist ein flexibler Dusch- und Toilettenrollstuhl, der Pflegekräften den bestmöglichen Zugang für den Pflegealltag bietet. Er ist leicht zu manövrieren und kann an viele verschiedene Benutzerbedürfnisse angepasst werden.



Sitz mit hinterer Öffnung

Erleichterung des Zugangs für die Pflegekraft und Komfort für den Benutzer. Die einzigartige Oberfläche, speziell für Etac entwickelt, bietet die perfekte Balance zwischen Rutschfestigkeit und Hygiene.



Standardmäßig einstellbare Armlehnen

Einfach an verschiedene Benutzeranforderungen anzupassen. Sowohl in der Höhe, als auch in der Breite verstellbar, +/- 60 mm in jede Richtung.



Swift Mobil Tilt-2



Swift Mobil 24"-2



Swift Mobil-2, teilmontiert mit Eimerhalter	18.46.01.2016
Swift Mobil Tilt-2, inkl. Eimerhalter	18.46.01.4001
Swift Mobil 24"-2	18.46.01.0037



Einstellbare Rückenlehne

Leicht an die Körperhaltung, Körperform und maximalen Komfort für den Benutzer anzupassen. Die Rückenbespannung ist mit zwei Befestigungen am Schiebebügel angebracht und besteht aus einem weichem, schnell trocknendem Material.



Ergonomische Fußstützen

Geschwungene Fußplatten bieten Halt für Spann- und Fußgewölbe und sorgen für Komfort, Stabilität und Entspannung.

Weitere Informationen und Details zu unseren Dusch- und Toilettenrollstühlen finden Sie auf: www.etac.de



Etac ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Hilfsmittel für die Patientenversorgung. Seit 1973 engagieren wir uns für die Verbesserung der Lebensqualität des Einzelnen, der Familienmitglieder und des Pflegepersonals.

Für den Verwendungszweck unserer Produkte und aktuelle Informationen besuchen Sie www.etac.de

Etac GmbH



+49 2366 5006-0



info@etac.de



www.etac.de

etac[®]

Creating Possibilities