

etac[®]
Creating Possibilities



etac[®]

Etac Relax

Stilvolle und platzsparende Duschklappsitze

Etac Relax Duschklapsitz

Ein Duschklapsitz im Badezimmer bietet eine gute Möglichkeit, das Duschen so entspannend und angenehm wie möglich zu gestalten und die Sicherheit zu verbessern. Der Relax bietet zusätzlichen Halt, ein ansprechendes Design und platzsparende Funktionalität - und ist damit die perfekte Wahl für jedes moderne Badezimmer und viele verschiedene Nutzer. Er ist immer an seinem Platz, wenn er gebraucht wird und lässt sich bequem an die Wand klappen, wenn er nicht genutzt wird.

Elegant und ergonomisch

Der Relax wurde für ein sicheres und angenehmes Duscherlebnis entwickelt. Dabei sind uns Design, Funktion und Sicherheit besonders wichtig, die in einem diskreten Duschklapsitz umgesetzt wurden.

Flexibel und komfortabel

Die Form der Sitzfläche bietet die Möglichkeit, unterschiedliche Sitzpositionen einzunehmen, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden. Einmal montiert steht der Relax immer zur Verfügung und benötigt hochgeklappt wenig Platz.

Individuell angepasst

Den Relax gibt es in zwei Farben und vier verschiedenen Varianten, die alle entwickelt wurden, um speziell für Sie Möglichkeiten zu eröffnen. Auf Wunsch kann der Relax auch nachträglich noch mit Stützbeinen und einer Rückenlehne ergänzt werden.





Armlehnen für zusätzlichen Halt

Die Modelle mit Armlehnen bieten zusätzlichen Halt beim Aufstehen, Hinsetzen oder im Sitzen. Die Armlehnen sind genau wie der Sitz klappbar und können einzeln hochgeklappt werden, wenn mehr Platz benötigt wird oder wenn man seitlich sitzt.

Leicht klappbar

Der Sitz und die Armlehnen lassen sich bequem und unkompliziert hoch- und runterklappen.



Eigenschaften



Funktionelles Design

Die Form des Sitzes bietet die Möglichkeit, die Sitzposition zu verändern, unter anderem für bessere Zugänglichkeit.



Gut zu greifende Armlehnen

Form und Material der herunterklappbaren Armlehnen sorgen für einen guten und sicheren Griff.



Leicht klappbar

Zusammengeklappt ist der Relax sehr diskret und nimmt nur wenig Platz ein. Die optionalen Armlehnen lassen sich ebenfalls flach an die Wand klappen. Der Sitz sieht auch in aufrechter Position sehr elegant aus.



Einfach zu montieren

Mit nur drei Befestigungspunkten ist die Montage schnell und einfach.

Sicherheit im Badezimmer

Sturzunfälle im Badezimmer kommen leider sehr häufig vor. Die einfachste Art, die Sicherheit zu verbessern, ist es, die Stehzeit zu verkürzen. Eine Sitzmöglichkeit in der Dusche ist eine gute Möglichkeit, Unfälle zu vermeiden. Relax ist der perfekte Ansatz, denn er bietet zusätzliche Sicherheit, ohne Kompromisse beim Design einzugehen.



Erhältlich in vier verschiedenen Varianten



Relax Duschklappsitz



Relax Duschklappsitz mit Armlehnen



Relax Duschklappsitz mit Stützbeinen



Relax Duschklappsitz mit Armlehnen
und Stützbeinen

Varianten mit Stützbeinen

Die Stützbeine sind höhenverstellbar, um eine bequeme Sitzhöhe und einen perfekten Halt auf dem Boden zu gewährleisten. Sie lassen sich zusammen mit dem Sitz an der Wand hochklappen.

Relax Duschklappsitz

	Art.-Nr.
Weiß	81703010
Weiß, mit Armlehnen	81703020
Weiß, mit Stützbeinen	81703030
Weiß, mit Armlehnen und Stützbeinen	81703040
Grau	81708000
Grau, mit Armlehnen	81708010
Grau, mit Stützbeinen	81708020
Grau, mit Armlehnen und Stützbeinen	81708030

Farben

Weiß, Grau

Maximale Belastung

Mit/ohne Stützbeine: 150/125 kg

Material

Sitz: Polypropylen
Armlehnen: Polypropylen und TPE
Beine: Aluminium und Edelstahl
Gummifüße: TPE

Instandhaltung



Reinigen Sie das Produkt mit einem lösungsmittelfreien Reinigungsmittel (pH-Wert 5-9) oder mit einer 70%-igen alkoholischen Desinfektionslösung. Das Produkt hält einer 3-minütigen Reinigung bei 85° C stand.



In Weiß und Grau erhältlich

Die Möglichkeit sich einzufügen – oder aufzufallen!

Wer einen möglichst unauffälligen Duschklappsitz bevorzugt, kann sich bei der Wahl der Farbe danach richten, welches Modell sich am besten in die Einrichtung des Badezimmers einfügt.

Die Entscheidung kann aber auch auf dem Gegenteil beruhen - möglichst viel Kontrast zu bieten. Dies kann von Vorteil sein, um die Sichtbarkeit für Personen mit eingeschränktem Sehvermögen zu verbessern oder das Erkennen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, wie z. B. Demenz, zu erleichtern.



Passende Haltegriffe – Etac Flex

In der gleichen Designserie sind auch Haltegriffe erhältlich, die den Relax sowohl optisch als auch funktional ergänzen.

Flex bietet eine optimale Unterstützung beim Aufstehen und Hinsetzen und macht Transfers einfacher und sicherer. Sie sind in den gleichen Farben wie der Relax und sowohl mit Klebe- als auch mit Schraubbefestigung erhältlich. Es können beliebig viele Haltegriffe miteinander verbunden und in verschiedenen Winkeln positioniert werden.



Zubehör



Rückenlehne, soft

81704060

Weiche und wärmereflektierende Rückenlehne. Mit Klettbandern an der Wand zu befestigen.
Farbe: Weiß



Stützbeine, Nachrüstset

81704050 - Weiß
81708070 - Grau

Das Nachrüstset ermöglicht es Ihnen, bei einem Relax ohne Stützbeine die maximale Belastung auf 150 kg zu erhöhen.



Schraubensatz

84006130

Zur Montage an Holz-/Sperrholz- oder Betonwänden. Der Bausatz enthält Schrauben und Dübel.



Etac ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Hilfsmittel für die Patientenversorgung. Seit 1973 engagieren wir uns für die Verbesserung der Lebensqualität des Einzelnen, der Familienmitglieder und des Pflegepersonals.

Für den Verwendungszweck unserer Produkte und aktuelle Informationen besuchen Sie www.etac.de

Etac GmbH

 +49 2366 5006 0

 info@etac.de

 www.etac.de

 **etac**[®]

Creating Possibilities