


Modulares Türschwellen-System

- Modular – einzelne Bauteile, leicht zu montieren
- Flexibel und sicher – für den Innen- und Außenbereich geeignet, integrierte Anti-Rutsch-Noppen, stufenweise höhenverstellbar
- 6 Standard-Sets – geeignet für die meisten Türschwellen
- Auch kundenspezifisch erhältlich – z.B. seitliche Auf- und Abfahrt, unterschiedliche Breite und Höhe
- Federleicht und robust – verschleißresistenter, UV-beständiger Kunststoff – maximale Tragfähigkeit 250kg
- Nachhaltig – 95% recycelbar, wartungsfrei
- Stilvoll – passt durch Form, Material und Farbe in jede Wohnung
- 5 Jahre Garantie



Etac ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Hilfsmittel für die Patientenversorgung. Seit 1973 engagieren wir uns für die Verbesserung der Lebensqualität des Einzelnen, der Familienmitglieder und des Pflegepersonals.

Für den Verwendungszweck unserer Produkte und aktuelle Informationen besuchen Sie www.etac.de

Etac GmbH

+49 2366 5006-0

info@etac.de

www.etac.de

etac
Creating Possibilities



Modulares Türschwellen-System

etac
Creating Possibilities


etac

Modulares Türschwellen-System

Das modulare Türschwellen-System besteht aus nachhaltigen Kunststoffteilen, die sich schnell und einfach montieren lassen. Präzise auf jede Schwelle zugeschnitten, für Innen- und Außentüren. Das System ist robust, wartungsfrei und kann überall eingesetzt werden. So können Sie jede Schwelle problemlos überschreiten!



Die Sets zur seitlichen Auf- und Abfahrt können entweder an einer oder beiden Seiten montiert werden



Das Erweiterungs-Set verbreitert das Standard-Set um 240 mm

etac

Modulares Türschwellen-System
SecuCare Rampen

www.etac.de




Modulares Türschwellen-System




Set 1 1-lagig

Breite: 840 mm
(Standard-Türbreite)
Tiefe: 210 mm
Höhe: 20 mm
Verstellbar auf 15 mm
Neigungswinkel: 5 Grad
Erweiterungs-Set auf 1080 mm Breite
(optional erhältlich)




Set 4 4-lagig

Breite: 840 mm
(Standard-Türbreite)
Tiefe: 570 mm
Höhe: 80 mm
Verstellbar auf 75, 70 oder 65 mm
Neigungswinkel: 9,5 Grad
Erweiterungs-Set auf 1080 mm Breite
(optional erhältlich)




Set 2 2-lagig

Breite: 840 mm
(Standard-Türbreite)
Tiefe: 330 mm
Höhe: 40 mm
Verstellbar auf 35, 30 oder 25 mm
Neigungswinkel: 9,5 Grad
Erweiterungs-Set auf 1080 mm Breite
(optional erhältlich)




Set 5 5-lagig

Breite: 840 mm
(Standard-Türbreite)
Tiefe: 690 mm
Höhe: 100 mm
Verstellbar auf 95, 90 oder 85 mm
Neigungswinkel: 9,5 Grad
Erweiterungs-Set auf 1080 mm Breite
(optional erhältlich)




Set 3 3-lagig

Breite: 840 mm
(Standard-Türbreite)
Tiefe: 450 mm
Höhe: 60 mm
Verstellbar auf 55, 50 oder 45 mm
Neigungswinkel: 9,5 Grad
Erweiterungs-Set auf 1080 mm Breite
(optional erhältlich)



Set 6 6-lagig

Breite: 840 mm
(Standard-Türbreite)
Tiefe: 810 mm
Höhe: 120 mm
Verstellbar auf 115, 110 oder 105 mm
Neigungswinkel: 9,5 Grad
Erweiterungs-Set auf 1080 mm Breite
(optional erhältlich)



Ausführungen modulare Türschwellen-Sets

Es sind 6 Standard-Sets erhältlich die auf alle Standardsituationen zugeschnitten sind. Damit die Türschwellenrampe nahtlos anschließt ist jedes Set höhenverstellbar. In den meisten Fällen ist das Standard-Set geeignet. Ein Set ist jeweils nur für eine Seite. In den meisten Fällen benötigen Sie 2 Sets. Es sind auch Lösungen für seitliches Befahren, bei z.B. engen räumlichen Verhältnissen, erhältlich (ab Set 2).