

**etac**<sup>®</sup>


Creating Possibilities

Auch kompatibel mit  
Liftern von anderen  
Herstellern

**molift**<sup>®</sup>

# Molift EvoSlings

2-Punkt-Liftergurte



## Etac – Creating Possibilities

Etac ist ein weltweit führender Entwickler und Anbieter von ergonomischen Hilfsmitteln und Geräten zur Patientenhandhabung. Über unsere spezialisierten Produktmarken bieten wir hochmoderne Produkte für eine Vielzahl von täglichen Bedürfnissen und Pflegeeinstellungen für alle Lebensphasen. Unabhängig davon, ob es sich um eine Lösung für ein Kind oder eine ältere Person handelt, ist es unser Ziel, die Fähigkeiten des Einzelnen zu fördern und die Arbeitsbedingungen der Pflegekraft zu verbessern – durch Qualität, Funktionalität und Design.

***molift***<sup>®</sup>

**Molift** by Etac – bietet ergonomische Lifter, Gurte und Transferhilfsmittel, die sichere und komfortable Transfers in verschiedenen Pflegeumgebungen ermöglichen, sowohl für die Pflegekraft als auch für den Patienten.

## Molift EvoSling 2-Punkt Liftergurte

Molift EvoSling HighBack.....	4
Molift EvoSling MediumBack .....	5
Molift EvoSling LowBack.....	6
Molift EvoSling Hygiene .....	7
Molift EvoSling Ampu MediumBack.....	8
Molift EvoSling Shadow HighBack .....	9
Molift EvoSling Comfort MediumBack.....	10
Molift EvoSling FlexiStrap .....	11

## Molift EvoSlings

Molift stellt seit Generationen qualitativ hochwertige Lifter und Gurte her. EvoSling ist eine Auswahl an 2-Punkt-Gurten, die entwickelt wurden, um den Anforderungen des täglichen Bedarfs im Gesundheitswesen gerecht zu werden.

---

### **Standardmodelle: HighBack, MediumBack & LowBack**

Unsere Standardmodelle sind für den Einsatz in den alltäglichen Transfersituationen konzipiert und für die meisten Benutzer geeignet. Sie sind in drei verschiedenen Rückenhöhen erhältlich: HighBack, MediumBack und LowBack.

### **Modelle mit speziellen Eigenschaften**

Wir wissen, dass die Benutzer unterschiedlichste Anforderungen haben, deshalb haben wir zusätzliche Modelle mit spezifischen Eigenschaften entwickelt, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen, darunter EvoSling Hygiene und EvoSling Ampu.

# Molift EvoSling HighBack

Standardöffnung der Beinunterstützung.



HighBack gepolstert



HighBack Netz



- Unterstützung für Körper und Kopf
- Liften von und in eine liegende Position
- Liften vom Boden möglich
- Allround-Gurt, passend für die meisten Patienten



Größe		HighBack gepolstert	HighBack Netz
XS	<input type="checkbox"/>	1722810	1722710
S	<input type="checkbox"/>	1722820	1722720
M	<input type="checkbox"/>	1722830	1722730
L	<input type="checkbox"/>	1722840	1722740
XL	<input type="checkbox"/>	1722850	1722750
XXL	<input type="checkbox"/>	1722860	1722760

# Molift EvoSling MediumBack

Standardöffnung der Beinunterstützung.



MediumBack gepolstert



MediumBack Netz




- Geeignet für Patienten mit Kopfkontrolle
- Allround-Gurt, passend für die meisten Patienten
- Netz-Version hat gepolsterte Beine für zusätzlichen Komfort

**Badegurt**


Größe		MediumBack gepolstert	MediumBack Netz
XS	<input type="checkbox"/>	1723010	1723110
S	<input type="checkbox"/>	1723020	1723120
M	<input type="checkbox"/>	1723030	1723130
L	<input type="checkbox"/>	1723040	1723140
XL	<input type="checkbox"/>	1723050	1723150
XXL	<input type="checkbox"/>	1723060	1723160

# Molift EvoSling LowBack

Standardöffnung der Beinunterstützung.



LowBack gepolstert



LowBack Netz



- Geeignet für Patienten mit Kopfkontrolle
- Komfortable zurücklehrende Sitzposition
- Allround-Gurt, passend für die meisten Patienten
- Netz-Version hat gepolsterte Beine für zusätzlichen Komfort

**Badegurt**

Größe	LowBack gepolstert	LowBack Netz gepolstert
XS <input type="checkbox"/>	1722310	1722510
S <input type="checkbox"/>	1722320	1722520
M <input type="checkbox"/>	1722330	1722530
L <input type="checkbox"/>	1722340	1722540
XL <input type="checkbox"/>	1722350	1722550
XXL <input type="checkbox"/>	1722360	1722560

# Molift EvoSling Hygiene

Weite Öffnung der Beinunterstützung.



LowBack gepolstert



- Für Patienten mit guter Rumpfstabilität
- Komfortable Polsterung
- Gurt mit guter Zugänglichkeit, z. B. beim Toilettengang
- Spezialgurt integriert - für mehr Sicherheit

Größe	LowBack gepolstert	
XS <input type="checkbox"/>		1722210
S <input type="checkbox"/>		1722220
M <input type="checkbox"/>		1722230
L <input type="checkbox"/>		1722240
XL <input type="checkbox"/>		1722250
XXL <input type="checkbox"/>		1722260

# Molift EvoSling Ampu MediumBack

Enge Öffnung der Beinunterstützung.



MediumBack Netz




- Ideale Lösung für Patienten mit einer Amputation
- Geeignet für Patienten mit Kopfkontrolle
- Anti-Rutsch-Material auf der Innenseite
- Geneigte Sitzposition
- Komfortable Polsterung

Größe		MediumBack Netz
XS	<input type="checkbox"/>	1723210
S	<input type="checkbox"/>	1723220
M	<input type="checkbox"/>	1723230
L	<input type="checkbox"/>	1723240
XL	<input type="checkbox"/>	1723250
XXL	<input type="checkbox"/>	1723260



# Molift EvoSling Shadow HighBack

Standardöffnung der Beinunterstützung mit Beinspreizung.









HighBack Netz



Gurt für Sitzschalen-  
Versorgungen

- Patienten die besonders viel Unterstützung brauchen
- Wenn der Gurt unter dem Benutzer verbleiben soll
- Sechs Riemen bieten mehr Unterstützung, Sicherheit und Flexibilität
- Arme können innerhalb oder außerhalb des Gurtes platziert werden
- Dünnes Gurtband: keine Gurte, Nähte, Taschen oder Etiketten in der Kontaktfläche zum Benutzer

Größe	HighBack
XXS 	1723900
XS 	1723910
S 	1723920
M 	1723930
L 	1723940
XL 	1723950

# Molift EvoSling Comfort MediumBack

Ohne Beinspreizung.



MediumBack Netz



- Ideale Lösung für Patienten mit Gelenkproblemen oder Schmerzempfindlichkeit
- Kann im Rollstuhl unter dem Patienten verbleiben
- Polyester-Netz, das für gute Belüftung sorgt
- Die rote Naht zeigt die Mittellinie des Rückens an, um die korrekte Positionierung zu erleichtern

Größe		MediumBack Netz
XS	<input type="checkbox"/>	1722610
S	<input type="checkbox"/>	1722620
M	<input type="checkbox"/>	1722630
L	<input type="checkbox"/>	1722640
XL	<input type="checkbox"/>	1722650
XXL	<input type="checkbox"/>	1722660

# Molift EvoSling FlexiStrap

Vermeidet schweres Heben eines Beins oder Arms.



- Liftet ein Bein oder einen Arm, um schweres Heben zu vermeiden
- In zwei Größen erhältlich
- Gepolstertes Polyester für bequemes Liften
- Führungstasche auf einer Seite des Hebebandes, um die Anwendung zu erleichtern

Version	Breite x Länge	FlexiStrap
EvoSling FlexiStrap, standard	150 x 950 mm	1723310
EvoSling FlexiStrap, wide	250 x 950 mm	1723330

Für 4-Punkt Hebebügel  
verwenden Sie unsere  
Molift RgoSlings



Etac ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Hilfsmittel für die Patientenversorgung. Seit 1973 engagieren wir uns für die Verbesserung der Lebensqualität des Einzelnen, der Familienmitglieder und des Pflegepersonals.

Für den Verwendungszweck unserer Produkte und aktuelle Informationen besuchen Sie [www.etac.de](http://www.etac.de)

**Etac GmbH**



+49 2366 5006-0



[info@etac.de](mailto:info@etac.de)



[www.etac.de](http://www.etac.de)

**etac**<sup>®</sup>

Creating Possibilities