



R82[®]

R82 Crocodile

Das Original für jedes Alter und jede Körpergröße

Für mehr Motivation zum Gehen

Das R82 Crocodile ist eine leichte und wendige Gehhilfe, die hinter dem Nutzer positioniert wird (Posterior Walker) und so die Aufrichtung und das freie Laufen fördert. Das Crocodile ist sehr anpassungsfähig und begleitet mit seinen 4 Größen Kinder ab dem ersten Lebensjahr bis zum Erwachsenenalter.

Das Crocodile hilft dem Nutzer, eine aufrechte Haltung einzunehmen. Es wird hinter dem Nutzer platziert und ist durch sein geringes Gewicht leicht zu manövrieren und zu benutzen. Seine einzigartige Geometrie fördert den effizienten Krafteinsatz und motiviert das Kind, seinen Bewegungsradius zu vergrößern.

Die multiverstellbaren Griffe können sowohl in der Höhe als auch in der Breite angepasst werden. Wenn sie nahe am Körper positioniert werden, bieten sie besseren Halt und mehr Stabilität.

Das Crocodile kann mit einer Vielzahl von Zubehör ausgestattet werden, um das richtige Maß an Unterstützung zu bieten, damit der Nutzer sicher und unabhängiger ist.



Crocodile in 360°



Entdecken Sie das Produkt in einer 360°-Ansicht



Eigenschaften

Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die nur wenig Unterstützung benötigen, ist das Crocodile als einfache Gehhilfe ideal. Durch den Anbau von vielfältigem Zubehör wird es zum individuellen Gehtrainer für Nutzer, die mehr Unterstützung benötigen.

Höhenverstellung

Einfache, werkzeuglose Verstellung der Höhe des oberen Rahmens. So lässt sich das Crocodile leicht einstellen, um perfekt für den Nutzer angepasst zu werden.

Multiverstellbare Handgriffe

Das Crocodile hat zwei einzeln verstellbare Griffe. Die körpernahe Positionierung der Griffe ermöglicht eine bessere Unterstützung und eine bessere Haltung beim Gehen.

Rücklaufstopp

Verhindert, dass das Crocodile rückwärts rollt, z. B. wenn der Nutzer sich am Rahmen anlehnt. Leicht verriegel- und entriegelbar.

Faltmechanismus

Der Rahmen des Crocodile ist faltbar, was die Lagerung und den Transport erleichtert.

Hinterräder mit Schleifbremse

Der Rollwiderstand der Räder kann erhöht oder verringert werden, um den Crocodile z. B. an den Krafteinsatz, die Laufgeschwindigkeit oder den Bodenbelag anzupassen.

Schwenkbare Vorderräder mit Richtungsfeststeller

Mithilfe der Richtungsfeststeller kann das Lenken der Räder blockiert werden, sodass das Crocodile spurstabil geradeaus läuft, was für die ersten Gehversuche hilfreich sein kann.




Vier Größen, fünf Möglichkeiten

Das Crocodile ist in vier Größen erhältlich. Mit dem Starter-Kit ist es zusätzlich möglich, das Crocodile Größe 1 auf eine kleinere Größe umzurüsten, sodass es zwischen dem Crocodile Größe 0 und Größe 1 liegt.



Vergleich für kleine Nutzer

Maße		Größe 0	Größe 1 mit Starter-Kit	Größe 1
	Höhe vom Boden bis zu den Griffen	300 - 610 mm	380 - 700 mm	420 - 715 mm
	Breite zwischen den Griffen	100 - 280 mm	90 - 350 mm	190 - 350 mm
	Länge	640 mm	660 mm	720 mm



Größe 0

Erhältlich in Weiß



Größe 1

Erhältlich in Gelb

Maße

		Größe 0	Größe 1	Größe 2	Größe 3
	Breite zwischen den Griffen	100-250 mm	190-350 mm	320-600 mm	330-640 mm
	Höhe vom Boden bis zu den Griffen	300-610 mm	420-715 mm 380-700 mm*	550-840 mm	750-1045 mm
	Größe des Nutzers, maximal	1050 mm	1150 mm	1500 mm	1800 mm
	Benutzergewicht, maximal	30 kg	30 kg	45 kg	80 kg
	Länge	640 mm	720 mm	840 mm	870 mm
	Gesamtbreite	580 mm	620 mm	690 mm	690 mm
	Länge, gefaltet	650 mm	720 mm	860 mm	1000 mm
	Breite, gefaltet	580 mm	620 mm	690 mm	690 mm
	Höhe, gefaltet	300 mm	310 mm	270 mm	290 mm
	Wendekreis, minimal	950 mm	1000 mm	1140 mm	1140 mm
	Produktgewicht	6 kg	7 kg	7 kg	12 kg

*Montiert mit dem Starter-Kit. Weitere Maße finden Sie auf unserer Website.



Größe 2
Erhältlich in Orange und Schwarz metallic



Größe 3
Erhältlich in Anthrazit

Bewegungsfreiheit

Das Crocodile gibt Nutzern mit Bewegungseinschränkungen die Möglichkeit, zu stehen und zu gehen. Es ermöglicht Bewegungsfreiheit und erleichtert das Gehen in aufrechter Position.

Es unterstützt die selbstständige Fortbewegung und motiviert den Nutzer, seine Umwelt zu erkunden und auf Entdeckungstouren zu gehen. Das Crocodile fördert die aktive Teilhabe und Partizipation mit Gleichaltrigen und der Familie.



Optimale Unterstützung

Der rumpfumfassende Thoraxring, den wir bereits erfolgreich bei unserer Lauflernhilfe R82 Mustang und den R82 Stehgeräten verwenden, ist ab sofort auch für das Crocodile erhältlich! Mit ihm ist es möglich, eine sichere und stabile Rumpfaufrichtung und Oberkörperstabilität zu erreichen, wenn Kinder ihre allerersten Schritte wagen.

Er kann in Kombination mit weiterem Zubehör wie dem neuen Handbügel, Unterarmschalen oder einer Sitzhose kombiniert werden.

Somit unterstützt und trainiert das Crocodile die Rumpfstabilität und das Gleichgewicht in jeder Phase des Laufens. Er motiviert den Nutzer, aktiv zu sein und seine Umwelt zu entdecken.



Mir nach, Papa! Lass uns die Rehe füttern gehen...



Sehen Sie sich unser Video an, in dem Konrad und seine Familie einen Tag im Park verbringen. Das Crocodile unterstützt Konrad, damit er sich sicher und einfach bewegen und den Park selbstständig erkunden kann.

Dürfen wir vorstellen: Tobias und Oscar



Tobias' Story

Als Tobias etwa 9 Monate alt war, wurde bei ihm eine Spinale Muskelatrophie Typ 1 diagnostiziert, eine angeborene neurologische Erkrankung mit schwerer Muskelschwäche und Muskelschwund (Muskelatrophie). Unbehandelt erreichen die betroffenen Kinder kaum das dritte Lebensjahr. Seit wenigen Jahren sind jedoch neuartige Medikamente verfügbar, die große Hoffnungen machen und das Leben von Tobias verändern:

Nach ein paar Behandlungen konnte Tobias selbstständig sitzen, und ein paar Monate später begann er, zunächst mithilfe des Mustangs, seine ersten Schritte zu machen. Da sich sein Laufbild, die Kraft und Stabilität inzwischen deutlich verbessert, probierte er das Crocodile aus.



Lesen Sie die komplette Story über Tobias

Oscars Story

Bei Oscar wurde kürzlich eine einseitige rechtsseitige spastische Zerebralparese aufgrund einer periventriculären Leukomalazie diagnostiziert. Oscar lebt mit seinen Eltern und einem älteren Bruder in Dänemark.

Er wurde in das Gross Motor Function Classification System (GMFCS) der Stufe I oder II eingestuft und wird voraussichtlich im Alter von 18 Monaten bis 2 Jahren selbstständig laufen lernen können und das Crocodile dann nicht mehr benötigen.



Lesen Sie die komplette Story über Oscar



Dürfen wir vorstellen: Reid und Finn

Reids Story

Reid, 10 Jahre alt, ist ein großer Fan von Derby County. Er spielt seit seinem dritten Lebensjahr Fußball, verließ aber seinen örtlichen Verein für Nichtbehinderte, nachdem er Probleme mit seinem Tempo hatte. Vor fast zwei Jahren begann er beim Verein in Coventry Frame Football zu spielen und ist inzwischen zum neu gegründeten Verein Hucknall Rolls Royce in Nottingham gewechselt.

Reids Zerebralparese beeinträchtigt seine Mobilität aufgrund der Schwäche seiner Beine. Er kann zwar mit Stöcken gehen, aber für schnelle, sportliche Aktivitäten benötigt er eine Gehhilfe. Reid erklärt: "Das Crocodile ist mit Abstand das beste Gestell! Da es einen Sitz hat, muss ich keinen Rollstuhl mitnehmen."



Sehen Sie Reid in Aktion
mit seinem Crocodile



Finns Story

Finn aus Whitchurch, Bristol, begann im September 2015 mit dem Frame Football und hat in kurzer Zeit große Fortschritte gemacht.

Finn erhielt eine Gehhilfe der Größe 2 und sagte: "Dies ist meine erste Erfahrung mit einem Crocodile Walker, es ist das wendigste Gestell, das ich je benutzt habe. Besonders gut gefällt mir der Sitz, auf dem ich mich in der Halbzeit ausruhen kann. Normalerweise spiele ich im Tor, aber jetzt habe ich versucht, im Außenfeld zu spielen - großartig!"



Finn spielt im Tor und
mit seinem Crocodile auf dem Feld

Videos

Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie eine breite Auswahl an Videos - z. B. Anleitungsvideos, Produktdemonstrationen und Videos mit Nutzern.

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl einiger unserer Anleitungsvideos für das Crocodile.



Umlaufende
Beckenführung



Handbügel für
Crocodile Gr. 0



Einstellen der Höhe
und der Griffe



Anpassungen an
den Rädern



Besuchen Sie unseren
YouTube-Kanal und sehen
Sie alle unsere Videos zum
Crocodile





Im Crocodile kann ich Frame Football spielen

Frame Football wurde von Richard Seedhouse, einem Amateurfußballtrainer in Coventry, ins Leben gerufen, um jungen Menschen mit eingeschränkter Mobilität den Zugang zu diesem Sport zu ermöglichen. Das Interesse an dieser neuen Sportart wächst exponentiell. Mittlerweile werden überall im Vereinigten Königreich und darüber hinaus Teams gebildet, zuletzt in Brasilien! Einige der Spieler können im Alltag zwar frei gehen oder nutzen für kurze Wege Gehstöcke, benötigen für den Fußballsport aber eine Laufhilfe wie das Crocodile.

Integration

Frame Football fördert die Teilnahme von Kindern am Sport, die aufgrund ihrer eingeschränkten Mobilität sonst nicht daran teilnehmen könnten. R82 zeigt sein Engagement für Frame Football mit einer Reihe von Gehhilfen-Spenden, damit mehr junge Spieler mit Bewegungseinschränkungen das schöne Spiel genießen können.



Lesen Sie die Case Story darüber, was ein Crocodile und Frame Football gemeinsam haben.






Zubehör




Beckenpelotte, umgreifend
31868610



Rücken-Beckenpelotte, tiefenverstellbar
3186808, 3186809



Rückenpelotte
3186886X, 3186816




Haltestange für Rückenpelotten
3186880

Gurt für Rücken-Beckenpelotte (ohne Abbildung)
31SN4016


Gurt für Rückenpelotte (ohne Abbildung)
3185450-2



Beckenpelotten, Set
3186819



Handbügel, Querstange zwischen den Handgriffen, abklappbar
3186879-X



Unterarmauflage mit Handgriff, Set
3195145-X



Handbremse, Set, ohne Rücklaufstopp
3186834, 3186873

Unterarmfixierung für Unterarmauflage, gepolstert (ohne Abbildung)
31869370




Handteller für Handgriff
3186861




Sitz, hochklappbar
318682X



Sitzhose
318682X



Sitzhose für Rücken-Beckenpelotte
318682X-1




Kippsicherung, starr, Set
3186815-F, 3186815-3F



Schiebegriff für Begleitperson
3186866-1



Crocodile Starter-Kit
3186801-0



Tasche
3186839, 3186843

Kippsicherung abschwenkbar, Set (ohne Abbildung)

3186815, 3186815-3S

Kompatibilität	Größe 0	Größe 1	Größe 2	Größe 3
Beckenpelotte, umgreifend	•			
Rücken-Beckenpelotte, tiefenverstellbar	•	•	•	•
Gurt für Rücken-Beckenpelotte		•	•	•
Rückenpelotte	•	•	•	•
Haltestange für Rückenpelotten				•
Beckenpelotten, Set		•	•	•
Schiebebügel	•	•	•	
Unterarmauflage mit Handgriff, Set	•	•	•	•
Unterarmfixierung für Unterarmauflage, gepolstert	•	•	•	•
Handbremse, Set, ohne Rücklaufstopp		•	•	•
Handteller für Handgriff		•	•	
Sitz, hochklappbar	•	•	•	•
Sitzhose	•	•	•	•
Sitzhose für Rücken-Beckenpelotte*	•	•	•	
Kippsicherung, starr, Set	•	•	•	
Kippsicherung abschwenkbar, Set	•	•	•	•
Schiebegriff für Begleitperson	•	•	•	•
Crocodile Starter-Kit	•	•	•	
Tasche		•		
	•	•	•	•

*Benötigt die Beckenpelotte, umgreifend oder die Rücken-Beckenpelotte, tiefenverstellbar.



Etac ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Hilfsmittel für die Patientenversorgung. Seit 1973 engagieren wir uns für die Verbesserung der Lebensqualität des Einzelnen, der Familienmitglieder und des Pflegepersonals.

Für den Verwendungszweck unserer Produkte und aktuelle Informationen besuchen Sie www.etac.de

Etac GmbH

+49 2366 5006-0

info@etac.de

www.etac.de

etac[®]
Creating Possibilities