



R82[®]

R82 Manatee

Garantiert komfortabel Baden oder Duschen

R82 Manatee

Die Manatee ist eine sehr leichte, flexible und multiverstellbare Dusch- und Badeliege. Sie ermöglicht Kindern und Jugendlichen eine sichere und entspannte Sitz- und Liegeposition und damit ein komfortables Badeerlebnis. Sie ist in vier Größen erhältlich.



Eigenschaften

Die Manatee eignet sich für Nutzer ab dem ersten Lebensjahr. Die Sitztiefe kann verstellt werden, sodass die Dusch- und Badeliege mit dem Kind "mitwachsen" kann. Die Manatee kann auf einen verstellbaren Rahmen gestellt werden, um eine bessere Arbeitsposition für die Begleitperson zu ermöglichen. Für zusätzlichen Halt und Komfort kann verschiedenes Zubehör hinzugefügt werden.



Sitztiefeinstellung

Die Sitzfläche der Manatee ist tiefenverstellbar und kann mit dem Kind mitwachsen, wodurch die Lebensdauer der Dusch- und Badeliege verlängert wird.



Flexible Einstellmöglichkeiten

Die Rückenlehne, Sitzneigung und Höhe können unkompliziert verstellt werden – so passt sich die Manatee allen Badumgebungen und Bedürfnissen an.



Unterstützung inklusive

Das Grundmodell enthält ein multifunktionales Kissen, das für zusätzliche Unterstützung und Halt am Kopf oder dem Rumpf verwendet werden kann. Zusätzliche Polster können optional ergänzt werden.



Kompakt und flach faltbar

Die Manatee hat ein geringes Eigengewicht und ist sehr kompakt faltbar. Dies macht die Aufbewahrung und den Transport sehr einfach und bequem.

Produktdetails

Individuelle Produktlösungen können durch die Ergänzung von passendem Zubehör geschaffen werden. Um den Komfort und die Funktionalität zu erhöhen, ist eine Reihe an Zubehör erhältlich. Durch eine optimale Unterstützung können die Nutzer ihre funktionellen Fähigkeiten steigern und sich in ihrer Manatee Dusch- und Badeliege besonders wohlfühlen.



Kopfstütze/ Seitenführung

Bietet Komfort für Nutzer, die eine umfassende Unterstützung benötigen.

Rumpfgurt

Für mehr Halt beim Baden oder Duschen.

Rückenwinkelverstellung

Die Rückenlehne kann individuell im Winkel verstellt werden.

Sitztiefenverstellung

Für ein konstantes Mitwachsen mit dem Nutzer.

Verstellbare Beinauflagen


Die Beinauflagen können verstellt werden, um eine optimale Unterstützung in liegender oder sitzender Position zu gewährleisten.

Duschgestell


Zum Duschen in der Badewanne, um eine bessere Arbeitsposition für die Begleitperson zu gewährleisten.



Kopf-/Seitenstütze
Größe 0-2 - 3188301x
Größe 3 - 3188306x



Beinschlaufen
Größe 0-2 - 3188305x
Größe 3 - 3188310x



Abduktionskeil
Größe 0-2 - 3188304x
Größe 3 - 3188309x



Rumpfgurt
Größe 0-2 - 3188302x
Größe 3 - 3188307x



Duschgestell, höhenverstellbar
Eine Größe - 31882100



Duschgestell, fest
Eine Größe - 31882101



Ablagenetz
Eine Größe - 88210x



Wandhalterung
Eine Größe - 31882110



Standard Manatee mit Kopf-/Seitenstütze und verstellbarem Rumpfgurt



Manatee (gefaltet) für die Nutzung in der Badewanne

Maße

Sitz		0	1	2	3
	Sitzbreite, maximal	330 mm	330 mm	330 mm	400 mm
	Sitztiefe	220-250 mm	300-370 mm	390-460 mm	400-470 mm
	Rückenhöhe	430 mm	430 mm	580 mm	640 mm
	Max. Belastbarkeit/Gewicht des Nutzers	50 kg	50 kg	60 kg	75 kg
	Gesamtbreite	420 mm	420 mm	420 mm	490 mm
	Länge, Faltmaß	1030-1100 mm	1100-1170 mm	1360-1430 mm	1440-1510 mm
	Breite, Faltmaß	420 mm	420 mm	420 mm	490 mm
	Höhe, Faltmaß	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm
	Gewicht	5,5 kg	5,5 kg	6 kg	7 kg

Gestell	Duschgestell	Gestell für die Badewanne	
	Max. Belastbarkeit/Gewicht des Nutzers	75 kg	75 kg
	Länge des Gestells	980 mm	990-1110 mm
	Breite des Gestells	590 mm	435 mm
	Höhe des Gestells*	760-900 mm	270 mm
	Länge des Gestells, Faltmaß	980 mm	-
	Breite des Gestells, Faltmaß	590 mm	-
	Höhe des Gestells, Faltmaß	210 mm	-
	Gewicht des Gestells	8 kg	2 kg

*Maße inklusive Sitz. Weitere Abmessungen finden Sie auf unserer Website: www.etac.de





Etac ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Hilfsmittel für die Patientenversorgung. Seit 1973 engagieren wir uns für die Verbesserung der Lebensqualität des Einzelnen, der Familienmitglieder und des Pflegepersonals.

Für den Verwendungszweck unserer Produkte und aktuelle Informationen besuchen Sie www.etac.de

Etac GmbH

+49 2366 5006-0

info@etac.de

www.etac.de

etac[®]
Creating Possibilities