



R82<sup>®</sup>

# R82 Scallop

Die mobile und leichte Sitzlösung

# R82 Scallop

Der Scallop ist die einzigartige, flexible und mobile Sitzhilfe für jedes Alter und unzählige Aktivitäten. Er bietet eine einfache und flexible Lösung für normale Stühle und das Sitzen auf dem Boden. Der Scallop ist in vier Größen erhältlich und kann für Kleinkinder ab ca. 9 Monate bis zum Erwachsenenalter eingesetzt werden.


## Stabilität ohne Einschränkungen

Der Scallop ermöglicht es dem Nutzer, sich zu bewegen, während er sitzt und bietet Stabilität, ohne die Bewegung zu einschränken. Egal, ob Sie zu einem Picknick im Park, zum Lernen in die Schule, auf eine Tasse Tee zu Oma oder in ein Restaurant gehen, der Scallop ist der perfekte und einfache Sitz zum Mitnehmen.

Der Scallop kann auf zwei verschiedene Arten verwendet werden: als Sitzhilfe auf dem Boden oder auf einem Stuhl. Er ist in einer lebendigen Farbkombinationen erhältlich: Rot und Blau. Das Polster kann ganz leicht aus der Schale entnommen und zur einfachen Reinigung in der Maschine bei 60 Grad gewaschen werden.

## Das kleine Extra für Sie!

Der Scallop eignet sich für Kinder mit der Einstufung in die GMFCS Level 1-3, die beim Sitzen auf dem Boden oder auf einem Stuhl zusätzliche Unterstützung benötigen. Die Sitzhilfe ist auch ideal für Kinder mit Lern- oder Verhaltensstörungen, da sie eine taktile Stimulation bietet, die dem Kind hilft, sich zu entspannen und zu konzentrieren, während es im Scallop sitzt.



# Eigenschaften

Der Scallop ist in vier Größen erhältlich und eignet sich für Kleinkinder ab ca. 9 Monate bis zum Erwachsenenalter. Er ist in der Farbkombination Rot und Blau erhältlich und das Polster kann bei 60 Grad in der Maschine gewaschen werden. Das Gewicht von weniger als 2 kg macht den Scallop zu einer praktischen und leichten Sitzlösung für unterwegs.



## Einfach

Der Scallop ist einfach und unkompliziert. Er besteht aus einer flexiblen Schale, die Stabilität bietet, ohne die Bewegung einzuschränken. Ein Klettverschluss hält den Scallop sicher zusammen.




## Handlich

Mit seinem Gewicht unter 2 kg und den zwei Tragegriffen ist es leicht, den Scallop immer und überall hin mitzunehmen. So steht den gemeinsamen Familienaktivitäten nichts mehr im Wege.



## Vielseitig

Der Scallop wird nicht nur für den Langsitz auf dem Fußboden verwendet, sondern kann auch an einer Vielzahl von Stühlen befestigt werden, wodurch er Inklusion und Teilhabe unterstützt.



## Abnehmbares Polster

Die Sitzpolster des Scallop sind in zwei lebendigen Farbkombinationen erhältlich. Sie können einfach aus der Schale genommen und bei 60 Grad in der Maschine gewaschen werden.



# Dürfen wir vorstellen: Evie

Wir hatten das große Vergnügen, Evie Hopkins aus Swansea, Wales, zu treffen. Evie benutzt den Scallop seit 3 Wochen und hat ihn in dieser Zeit an den verschiedensten Orten und in den unterschiedlichsten Situationen eingesetzt.

## Inklusion und Teilhabe

“Die Einführung des Scallops zur Erleichterung von Evies Eingliederung hat ihr Leben verändert. Sie kann jetzt aktiv an vielen Aktivitäten teilnehmen, die vorher nicht möglich waren. Sie sitzt im Scallop auf einem normalen Stuhl am Tisch und spielt mit ihren Brüdern und Schwestern Brettspiele, malt mit Farben usw. Evie liebt es, mit ihren Brüdern FIFA zu spielen und zum ersten Mal überhaupt sitzt sie selbstbewusst auf dem Boden. Sie ist in der Lage, sich auf das zu konzentrieren, was sie tut, anstatt sich Sorgen zu machen und in Panik zu geraten, ob sie ihre Position halten kann.”

“Evie hat den Scallop in der Schule benutzt und er ist besonders nützlich während des Stuhlkreises und im Musikunterricht. Zuvor saß Evie in ihrem Rollstuhl oder in einem speziellen Sitz (der wie ein Hochstuhl für Babys aussieht) und befand sich auf einer höheren Ebene als ihre Mitschüler, die auf dem Teppich saßen. Jetzt sitzt Evie mit ihren Mitschülern auf dem Boden, spielt

Instrumente und unterhält sich, wodurch sie sich voll einbezogen fühlt. Die Schule berichtet, dass Evie nun viel engagierter ist.”

Kürzlich wurde Evie zu zwei Geburtstagsfeiern eingeladen, eine im Kino und eine bei ihrer Freundin zu Hause. Evie hat den Scallop bei beiden verwendet. Der begrenzte Raum im Haus ihrer Freundin war kein Problem (früher hätte Evie nicht daran teilnehmen können) und sie konnte in ihrem Scallop mit den anderen Kindern am Tisch sitzen. Sie wurde schon früher zu Partys eingeladen und konnte zwar teilnehmen, aber die Sitzplätze für Menschen mit Einschränkungen befinden sich in verschiedenen Bereichen, so dass sie weiter entfernt von ihren Freunden sitzen musste. Mit ihrem Scallop konnte sie inmitten ihrer Freunde sitzen. Evies Lieblingsbeschäftigung im Scallop ist es, auf dem Boden zu sitzen und mit Joseph und Ethan FIFA zu spielen. Sie erzählt: “Ich nehme meinen Scallop gerne mit in die Schule, weil ich dann ganz nah bei meinen Freunden sitzen kann!”

– Karen, Evies Mutter




# Einfach und sicher

## Standard


Sitzschale, Polster, Dreipunkt-Gurt für Größe 1 und 2,  
Zweipunkt-Gurt für Größe 3 und 4.

Der Scallop vermittelt dem Kind ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit durch den taktilen Kontakt des Sitzes mit seinem Körper. Er kann auf dem Boden verwendet oder auf einem Stuhl platziert werden, um die soziale Interaktion und Kommunikation mit Gleichaltrigen und der Familie zu fördern.


Produktseite



Frontalansicht



Seitliche Ansicht



Standard Scallop Größe 1 und 2. Verfügbar in rot/blau.



Standard Scallop Größe 3 und 4. Verfügbar in rot/blau.

## Maße

		Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 4
	Hüftbreite	150–210 mm	210–240 mm	240–270 mm	270–380 mm
	Rückenhöhe	330–380 mm	380–420 mm	420–470 mm	470 + mm
	Nutzergewicht, max.	15 kg	22 kg	29 kg	70 kg
	Gewicht, Grundmodell	0,60 kg	0,78 kg	1kg	1,44 kg



Sitzschale



Polster, zweifarbig



Dreipunkt-Gurt für Größe 1 und 2



Dreipunkt-Gurt für Größe 3 und 4



Haltegurte



Tragegriffe



Sitzkeil



Etac ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Hilfsmittel für die Patientenversorgung. Seit 1973 engagieren wir uns für die Verbesserung der Lebensqualität des Einzelnen, der Familienmitglieder und des Pflegepersonals.

Für den Verwendungszweck unserer Produkte und aktuelle Informationen besuchen Sie [www.etac.de](http://www.etac.de)

Etac GmbH

+49 2366 5006-0

[info@etac.de](mailto:info@etac.de)

[www.etac.de](http://www.etac.de)

  
Creating Possibilities