



R82<sup>®</sup>

# R82 Stingray

Der Rehawagen mit herausragendem Design



# Gemeinsam auf Tour!

Ein aktives Familienleben erfordert die richtige Ausstattung. Der Stingray ist ein Rehawagen in einem einzigartigen Design und hervorragender Funktionalität. Der Carbonrahmen besticht durch seine Optik, setzt Trends und ermutigt die Familie gemeinsam auf Tour zu gehen. Er ist einfach einzigartig!

Der Stingray ermöglicht es, mit dem Nutzer nach draußen zu gehen und ihm viele Anregungen zu geben. Durch die Unterstützung Beckens schafft der Stingray eine stabile Basis und sorgt für eine gute Sitzbalance.

Er hilft dem Nutzer, seinen Rumpf und Kopf in der Mittellinie zu halten. Eine gute Haltungskontrolle hilft dem Nutzer, sich sicher zu fühlen und ermöglicht ihm, neue motorische Fähigkeiten zu erlernen.

Der Stingray bildet eine gut aussehende und funktionelle Ausstattung, die genau dort Unterstützung bietet, wo sie gebraucht wird. Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten zur Individualisierung, hoher Komfort und eine gute Handhabung sind die Schlagworte für den Stingray!

## Um 180° drehbarer Sitz

Der Stingray besitzt eine revolutionäre Funktion mit einer um 180° drehbaren Sitzeinheit - auch mit Nutzer im Sitz! Je nach Situation kann der Nutzer entweder die Begleitperson sehen und mit ihr kommunizieren oder die Umgebung in Fahrtrichtung verfolgen. Unabhängig von der Witterung bietet der Stingray dem Nutzer eine bequeme Position, welche durch die Drehfunktion ganz leicht an wechselnde Gegebenheiten angepasst werden kann.

Video zur Drehfunktion



# Abenteuer im Freien?

Mit dem Stingray können Sie Ihr Kind an die frische Luft bringen und ihm so eine Menge Anregungen geben. Kinder mit Einschränkungen sind oft sehr empfindlich gegenüber Wind und Sonne. Ein speziell angefertigtes, verstellbares Wetterschutzdach kann montiert werden.

Ziehen Sie das Dach ganz nach unten, um maximalen Schutz zu gewährleisten. Ein Fenster kann geöffnet werden, so dass das Kind weiterhin aktiv das Geschehen verfolgen kann.



Wetterschutzdach mit vielen Optionen

# Einfacher und sicherer Transport

Der Stingray lässt sich schnell zusammenfalten und passt in fast jedes Auto. Falten Sie die Sitzeinheit und den Rahmen zusammen und verstauen Sie diese in Ihrem Auto - und schon sind Sie bereit für die nächste Tour!

Der Stingray entspricht der ISO 7176-19 für den sicheren Transport in Fahrzeugen und ist darüber hinaus für den Transport mit Nutzer (max. 40 kg Nutzergewicht) in Fahrzeugen zugelassen.



Faltbar. Rahmenlänge, gefaltet: 90 cm. Höhe, gefaltet: 49 cm.

# Optimale Sitzposition

Es ist wichtig, die Position zu verändern. Manche Nutzer brauchen Hilfe, um ihre Position zu korrigieren und ihre Muskeln zu dehnen. Es ist sehr einfach, die Sitzeinheit des Stingrays zu neigen. Die Neigung und die Rückenlehne lassen sich sehr leicht verstellen und an die individuellen Nutzerbedürfnisse anpassen.

## Neigungsverstellung

Die Neigung erhält den Winkel in den Hüften und gibt dem Nutzer die Möglichkeit, sich auszuruhen und zu entspannen. Nutzer, die ihren Kopf nicht ausreichend kontrollieren können, profitieren von einer leichten Neigung nach hinten. Die Veränderung der Neigung entlastet auch das Gesäß und die Wirbelsäule, sodass das Sitzen in verschiedenen Sitzpositionen über einen längeren Zeitraum angenehm ist.



## Rücken bis zu 170° verstellbar

Die Rückenlehne verändert den Winkel in den Hüften. Für einige Nutzer mit Spastik ist es besser, einen festen Winkel über den Hüften beizubehalten, um das spastische Element zu verringern, aber für andere Nutzer ist es sehr entspannend, sich flach hinzulegen. In dieser Position kann der Nutzer bei Bedarf ein Nickerchen machen.



## Individuelle Unterstützung

Es ist wichtig, eine optimale Unterstützung für individuelle Nutzerbedürfnisse zu gewährleisten. Ein wenig zusätzliche Unterstützung durch Schaffung einer stabilen Basis in der Sitzposition gibt dem Nutzer die Freiheit, sich zu bewegen.

Die Stingray-Sitzeinheit ist z. B. mit einer anpassbaren Fußstütze ausgestattet, welche sich im Winkel und in der Höhe verstellen lässt, um die Position des Beckens und damit die Bauchmuskulatur zu beeinflussen.

Weiteres Zubehör finden Sie ab S. 10



# Wachstum inklusive!

Die motorischen Fähigkeiten des Nutzers entwickeln sich ständig weiter und führen zu neuen Bedürfnissen und mehr Autonomie. Der Stingray besteht aus einem Rahmen in einer Größe und der Sitzeinheit in zwei Größen. Nutzer können mit ihrem Stingray mitwachsen und die Sitzeinheit kann einfach ausgetauscht werden.

Die Fußstütze, der Sitz und die Rückenlehne bieten die Freiheit, viele Sitzpositionen einzustellen, sodass der Nutzer aktiv und abwechslungsreich sitzen kann.



Produktseite



## Eine Rahmengröße für beide Sitzeinheiten




Standard Stingray mit 12" Vorderrädern  
(keine schwenkbaren Vorderräder)



Standard Stingray mit 7" schwenkbaren Vorderrädern und  
Richtungsfeststeller (Lenkstopp)

# Maße

|   |  | Größe 1    | Größe 2    |
|---|--|------------|------------|
|    | Effektive Sitzbreite                     | 300 mm     | 350 mm     |
|    | Effektive Sitztiefe                      | 180–300 mm | 250–400 mm |
|    | Höhe der Rückenlehne                     | 410–550 mm | 500–650 mm |
|    | Höhe der Sitzfläche an der Vorderkante** | 520 mm     | 520 mm     |
|    | Max. Belastbarkeit                       | 40 kg      | 40 kg      |
|    | Max. Belastbarkeit beim Transport        | 40 kg      | 40 kg      |
|    | Winkel der Rückenlehne                   | 170°       | 170°       |
|    | Winkel der Sitzfläche                    | 45°        | 45°        |
|   | Länge*                                   | 740 mm     | 740 mm     |
|  | Gesamtbreite                             | 590 mm     | 590 mm     |
|  | Länge, gefaltet                          | 900 mm     | 900 mm     |
|  | Breite, gefaltet                         | 590 mm     | 590 mm     |
|  | Höhe, gefaltet                           | 490 mm     | 490 mm     |
|  | Gewicht, Grundmodell                     | 19 kg      | 20 kg      |

\*Beachten Sie die Konfiguration des Produkts. \*\*Gemessen an der Adapterplatte. Weitere Maße finden Sie auf unserer Website.

## Gut zu wissen!

Die große Auswahl an Zubehör und die flexiblen Einstellungsmöglichkeiten, schaffen eine bequeme und unterstützende Sitzlösung für individuelle Nutzerbedürfnisse.


Der Stingray bietet ausgezeichnete Fahreigenschaften, eine fantastische Federung und stabile Bremsen, um die Sicherheit des Nutzers und der Begleitperson zu gewährleisten.

# Stoff aus 100 % recyceltem Material. Verantwortungsbewusst, hygienisch & sicher!

Unser Ziel ist es, einen Beitrag zur Verringerung des Verbrauchs natürlicher Ressourcen zu leisten. Daher verwenden wir für den Stingray einen Stoff, der zu 100 % aus recyceltem Material besteht.

Die Bezüge sind aus komfortablem, doppelt gestricktem Stretchgewebe. Diese Materialien eignen sich für eine bessere Positionierung mit weicher Haptik und ansprechender Optik.

Der strapazierfähige und elastische Stoff eignet sich perfekt für das nächste Abenteuer und ist darüber hinaus schwer entflammbar, wasser-/ölabweisend, antibakteriell, waschbar und resistent gegen Ausbleichen.









# Farben

Es ist ganz einfach, das Polster des Stingrays zu wechseln und sofort den Look Ihres stylischen Rehawagens zu verändern. Wählen Sie zwischen 5 fröhlichen Farben...



Rot



# Zubehör



**Wetterschutzdach**  
318740110, 318740120



**Kopfpolster**  
318740810, 318740820



**Nackepolster, anatomisch**  
318720831, 318720832



**Kopfstütze, anatomisch**  
318720862, 318720863



**Kopfstütze, zweigeteilt**  
318720870



**Haltebügel, gepolstert**  
318720401, 318720402



**Beckenpelotten, Set**  
318740230, 318740240



**Abduktionskeil**  
318720501, 318720502, 318720503



**Therapietisch, transparent**  
318720010, 318720020



**Transportbeschläge, Set**  
318720902



**Seitenpelotten, Set**  
318720301, 318720302



**Schaumstoff-Platte für Rücken**  
318776325, 318776326

**Polster für Schnellverschluss**  
318720360



**Halterung für Sauerstoffflasche**  
318776295



**Aufnahme für Zusatzgeräte**  
318776290



**Einkaufskorb**  
318720600



**Halterung für Kopfstütze**  
318720850



**Rucksack**  
3187043183-1, 3187043183-2



**Regenschutz, transparent**  
318720141, 318720142



**Brust-Schulter-Gurt**  
3185705-XS, 3185705-S, 3185705-M,  
3185705-L, 3185705-XL, 3185705-XXL



**Kreuzweste**  
3185720-XS, 3185720-S, 3185720-M,  
3185720-L, 3185720-XL



**4-Punkt-Beckengurt**  
3185725-XS, 3185725-S, 3185725-M,  
3185725-L, 3185725-XL



**2-Punkt-Beckengurt**  
3185423-1, 3185423-2, 3185423-3



**Sprungelenksgurte**  
3185745-XS, 3185745-M, 3185745-XL



**Fußgurte**  
3185096, 3185102

Für weiteres Zubehör besuchen Sie unsere Website: [www.etac.de](http://www.etac.de)



Etac ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Hilfsmittel für die Patientenversorgung. Seit 1973 engagieren wir uns für die Verbesserung der Lebensqualität des Einzelnen, der Familienmitglieder und des Pflegepersonals.

Für den Verwendungszweck unserer Produkte und aktuelle Informationen besuchen Sie [www.etac.de](http://www.etac.de)

Etac GmbH

+49 2366 5006-0

info@etac.de

[www.etac.de](http://www.etac.de)

  
Creating Possibilities